

Suprasorb[®] G Gel Amorfo



Suprasorb G Gel Amorfo garante a retirada suave de esfacelo e tecido necrosado em feridas secas e levemente exsudativas. Os detritos celulares dissolvidos são acolhidos no hidrogel e removidos da ferida na troca do curativo. Além disso, Suprasorb G Gel Amorfo forma um ambiente úmido na ferida e conseqüentemente auxilia a sua cicatrização. A seringa facilita o uso e a introdução do gel em feridas profundas.

Âmbito de aplicação

Para tratamento de feridas profundas, de secas a levemente exsudativas, com tecidos necrosados.

Indicações:

- Úlceras de origens distintas
- Queimaduras de segundo grau
- Feridas pós-operatórias

Propriedades

- Remove tecido necrosado suavemente e o absorve no gel
- Proporciona umidade e alivia a dor na ferida
- Fácil uso, graças à seringa de aplicação

Suprasorb[®] G Gel Amorfo

Indicações

- Se a ferida estiver infeccionada, a utilização do produto é de responsabilidade do profissional de saúde

Intervalo de troca de curativo

- Depende do curativo secundário, mas, no máximo, após três dias.

Composição do produto

- Polímero CMC, propilenoglicol, água

Indicação de aplicação

- 1 Limpar a ferida como de hábito
- 2 Abrir a embalagem blister no local indicado
- 3 Retirar a seringa estéril e a tampa de proteção do cone da seringa
- 4 Introduzir o gel diretamente na ferida
- 5 Cobrir Suprasorb G Gel Amorfo com um curativo secundário adequado (de acordo com o estado da ferida, p. ex., Suprasorb H ou Suprasorb F)

Suprasorb[®] G Gel Amorfo

em seringa de aplicação, estéril

Tamanho (g, seringa)	REF	UT (unidade)
6	20 478	10 / 500
20	20 479	10 / 240