

Curativo de Espuma Trilaminado Wound Care P é constituído por uma camada de poliuretano impermeável com barreira bacteriana que mantém um ambiente de cicatrização úmido. A almofada de espuma de poliuretano hidrofílica absorvente centralizada, permite uma alta absorção e reduz o risco de maceração da pele. Sua camada de contato de adesivo acrílico siliconado perfurado adapta-se ao contorno do corpo, permite uma maior fixação e proporciona conforto ao paciente.

Composição:

Camada de Poliuretano rosa, adesivo acrílico perfurado e espuma hidrofílica de poliuretano.

Método de esterilização:

Radiação Gama.

Indicação de uso:

O Curativo de Espuma Trilaminado Wound Care P é Indicado em feridas crônicas e agudas com moderado a forte exsudato. O curativo pode ser usado em todo processo de cura de feridas como: Úlceras de pressão, úlceras venosas de perna, úlceras diabéticas, lacerações, abrasões, feridas pós-operatório, queimaduras superficiais e pode ser usado como curativo secundário em feridas cavitárias.

Instrução de uso:

1. Selecione o tamanho do Curativo de Espuma Trilaminado Wound Care P onde a espuma seja 2cm maior que a ferida em todas as direções;

2. Remova a embalagem evitando tocar na parte central do curativo que será colocado diretamente sobre a ferida. Obs: No caso de curativo com borda, remover a proteção que está em contato com o adesivo.

3. Coloque o curativo suavemente sobre a ferida com auxílio de um produto para fixação do produto no local requerido. Obs: No caso de curativo com borda, colocar diretamente sobre a pele para a fixação.

Remoção e troca do curativo:

1.O Curativo de espuma pode permanecer na ferida por até 7 dias, dependendo das condições do paciente e do nível de exsudato. Trocar o curativo quando sinais significativos de exsudato estiverem visíveis no curativo. Inicialmente, trocar o curativo a cada 24 horas ou sempre que as boas práticas no cuidado de feridas requerer.

2.Remova o curativo do leito da ferida e descarte conforme as normas de lixo hospitalar.

3.Se necessário, limpe o local da ferida antes de um novo curativo.

Advertências / Precauções:

Não use em pacientes sensíveis a filmes ou espumas de poliuretano. Não use com soluções oxidantes como hipoclorito ou peróxido de hidrogênio, pois estes podem decompor o componente absorvente do poliuretano do curativo. Apenas para uso externo. Recomenda-se, que o Curativo de Espuma Trilaminado Wound Care P não seja utilizado em feridas secas, pois há probabilidade de aderência ao leito da ferida ou em queimaduras de terceiro grau. Curativo Espuma Trilaminado Wound Care P destina-se a uso em curto prazo para uso prolongado repetido, uma avaliação clínica feita por um médico / profissional de saúde é recomendado. Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada (perda da esterilidade e validade do produto). O fabricante recomenda uso único.

Armazenamento:

Armazenar a temperatura entre 25°C ± 5°C e umidade relativa entre 40 e 65%.

Dimensões Disponíveis:

Sem borda: 10 cm x 10 cm / 15 cm x 15 cm / 20 cm x 20 cm

Com borda: 7,5 cm x 7,5 cm / 10 cm x 10 cm / 18 cm x 18,5 cm

Validade: 3 anos.

Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

Rua Ruzzi, 607, Sertãozinho – Mauá / SP, 09370-850

CNPJ: 02.881.877/0001-64 Indústria Brasileira

Resp. Técnico: Leila M. Leal S. Barros CRF-SP: 49.339

Cadastro Anvisa: 8003400083

E-mail: sac@polarfix.com.br SAC: 0800 019 1099

Site www.polarfix.com.br

Para Mais
Informações

