

# Curafix® H

## Fita adesiva larga para fixação

Graças à sua elasticidade, Curafix H é ideal para a fixação de curativos em áreas do corpo que estão frequentemente em movimento, como, por exemplo, articulações e pescoço.



### Âmbito de aplicação

- para fixação completa de curativos em áreas difíceis do corpo, p. ex., articulações ou pescoço
- para fixação de drenos, cateteres etc.

### Propriedades

- elasticidade
- permeabilidade ao ar e vapor de água

### Composição do produto

Não tecido: branco, 100% poliéster, membrana de poliuretano com adesivo de poliacrilato adequado para a pele (sem colofônia e derivados de colofônia)

## Curafix® H

embalagens individuais, em caixa de papelão

Largura (cm)	REF	UT (unidade)
<b>rolo de 2 m</b>		
10	95 921	1 / 80
15	30 340	1 / 72
<b>rolo de 10 m</b>		
5	30 341	1 / 36
10	30 342	1 / 45
15	30 343	1 / 30
20	30 344	1 / 24
30	30 345	1 / 15