



PolarFix[®]

ESSENCIAL À SAÚDE

BPF
BOAS PRÁTICAS
DE FABRICAÇÃO

ISO
13485

UM MUNDO DE SOLUÇÕES EM PRODUTOS HOSPITALARES

www.polarfix.com.br

Kits Odontológicos

**Lançamento
Linha
Odontológica**

- Kit Odontológico Básico
- Kit Odontológico para Implante
- Kit Odontológico para Periodontia

PolarFix
ESSENCIAL À SAÚDE

Kit Odontológico

1 Kit Odontológico Básico (F08131)

A  1 Unidade	B  1 Unidade	C  1 Unidade	D  1 Unidade
--	--	--	--

- A** Avental descartável
- B** Toalha absorvente
- C** Campo de mesa absorvente impermeável
- D** Campo fenestrado absorvente impermeável

2 Kit Odontológico p/ Implante (F08095)

A  1 Unidade	B  2 Unidades	C  2 Unidades	D  1 Unidade	E  2 Unidade
F  1 Unidade	G  1 Unidade	H  1 Unidade		

- A** Campo de mesa absorvente impermeável
- B** Toalha absorvente
- C** Avental descartável
- D** Protetor de refletor
- E** Capa p/ sugador
- F** Capa para cadeira
- G** Campo de bancada absorvente impermeável
- H** Campo fenestrado absorvente impermeável

3 Kit Odontológico p/ Periodontia (F08096)

A  1 Unidade	B  2 Unidades	C  2 Unidades	D  1 Unidade	E  2 Unidade
F  1 Unidade				

- A** Campo de mesa absorvente impermeável
- B** Toalha absorvente
- C** Avental descartável
- D** Protetor de refletor
- E** Capa p/ sugador
- F** Campo fenestrado absorvente impermeável

Os Kits Odontológicos Descartáveis Polar Fix são produtos de alta tecnologia, qualidade e segurança. Os seus campos cirúrgicos são feitos de um material impermeável e absorvente que contribui para mitigação dos riscos de infecções cruzadas.

Essa solução combina conforto, maleabilidade e alta resistência. Uma solução prática e pronta para o uso.



Kit Cirúrgico




Confeccionado do tradicional SMS, garantindo efetivamente uma proteção entre o paciente e o profissional da saúde, além de atuar como barreira bacteriológica, evitando transferências cruzadas de agentes infecciosos durante os procedimentos cirúrgicos. Nossos kits são montados com componentes adequados para os mais diversos procedimentos cirúrgicos, sendo efetivamente uma solução prática, pronto uso, estéril, uma arma eficiente para minimizar o risco de infecção cruzada, obtendo o melhor custo benefício.

EMBALAGEM


1 unidade

1 Kit Cirúrgico Geral Estéril F08272




- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Cobertura para mesa de Mayo
- C** Campo inferior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- D** Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- E** Campos laterais com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- F** Bolsa de instrumentos

2 Kit Cirúrgico Universal Estéril F08273




- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Campo inferior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- C** Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- D** Campos laterais com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- E** Bolsa de instrumentos

3 Kit Cirúrgico Universal em "U" Estéril F08274




- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Cobertura para mesa de Mayo
- C** Campo inferior em U com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- D** Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- E** Bolsa de instrumentos

4 Kit Cirúrgico Universal - Geral em "U" Estéril F08275



- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Campo inferior em U com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- C** Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- D** Bolsa de instrumentos


5 Kit Cirúrgico Universal Estéril F08276



- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Campo inferior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- C** Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- D** Campos laterais com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- E** Bolsa de instrumentos




6 Kit Cirúrgico Joelho / Ombro / Quadril / Ortopedia Geral Estéril F08279




- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Campo impermeável em U (campo de aproximação)
- C** Campo inferior em U
- D** Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- E** Perneira impermeável
- F** Tiras adesivas
- G** Bolsa de instrumentos

7 Kit Cirúrgico Joelho / Ombro / Quadril / Ortopedia Geral Estéril (sem bolsa coletora) F08280




- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Campo impermeável em U (campo de aproximação)
- C** Campo joelho/ombro com fenestra elástica, com ou sem bolsa coletora
- D** Perneira impermeável
- E** Tiras adesivas
- F** Bolsa de instrumentos

8 Kit Cirúrgico Joelho / Ombro / Quadril / Ortopedia Geral Estéril - F08283 (Quadril)




- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Campo impermeável em U (campo de aproximação)
- C** Campo de quadril com fenestra elástica
- D** Perneira impermeável
- E** Tiras adesivas
- F** Bolsa de instrumentos

9 Kit Cirúrgico Mãos e Extremidades F08282




- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Campo de mãos com fenestra elástica
- C** Bolsa de instrumentos

10 Kit Cirúrgico GUP (Gineco-Uro-Procto) F08315



- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Perneiras com fita
- C** Campo inferior com bolsa coletora
- D** Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- E** Bolsa de instrumentos


11 Kit Cirúrgico GUP (Gineco-Uro-Procto) com campo inferior em "U" F08288



- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Perneiras com fita
- C** Campo inferior em U
- D** Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- E** Bolsa de instrumentos




12 Kit Cirúrgico Parto Normal Estéril F08285




- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Perneiras com fita
- C** Campo inferior para parto com bolsa coletora
- D** Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- E** Manta para bebê

13 Kit Cirúrgico Cesárea Estéril F08286




- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Campo para cesárea com bolsa coletora
- C** Manta para bebê
- D** Bolsa de instrumentos

14 Kit Cirúrgico Otorrino Estéril F08289




- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Campo otorrino com janela e adesivo
- C** Campo cirúrgico

15 Kit Cirúrgico Crânio (Neuro) Estéril F08290




- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Campo com janela, adesivo incisional e bolsa coletora
- C** Bolsa de instrumentos

16 Kit Cirúrgico - Cabeça e Pescoço Estéril F08492




- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Campo inferior em U com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- C** Campo turbante
- D** Bolsa de instrumentos

17 Kit Cirúrgico Angiografia (Hemodinâmica) Estéril F08291



- A** Cobertura pra mesa instrumental
- B** Campo angiografia com dupla janela e reforço absorvente/impermeável


18 Kit Cirúrgico Cardiovascular Estéril F08292




- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Campo inferior em U
- C** Campo cardiorotáico
- D** Campo cirúrgico
- E** Campos cirúrgicos com adesivo (para os pés)
- F** Bolsa de instrumentos



Avental Cirúrgico Estéril BVB Barreira Viral



Mangas Raglan



Solda Ultrassônica

Confeccionado em trilaminado de polipropileno, com camada de filme respirável e punho em malha 100% algodão.

Indicado como barreira contra vírus e bactérias de dimensões a partir de 0,027 microns, inclusive o HBV, HCV e HIV, aprovada pelo Laboratório Nelson, atendendo ao padrão F1671 da ASTM (American Society for Testing and Material).

Tiras na cintura e velcro no pescoço.

Produto estéril.

TAMANHO	EMBALAGEM
G	1 unidade
EG	

Avental Cirúrgico Estéril



Barreira Bacteriana

Confeccionado em trilaminado de não tecido 100% polipropileno SMS (Spunbond, Meltblown, Spunbond), com punho em malha 100% algodão.

Indicado como barreira bacteriana.

Com e sem reforço nas mangas e frontal.

Tiras na cintura e velcro no pescoço.

Produto estéril.

TAMANHO	EMBALAGEM
G	1 unidade
EG	



Avental Descartável



Confeccionado em Spunbond ou 100% polipropileno, com punho em látex.

Indicado em procedimentos laboratoriais e exames, podendo ser utilizado por equipe médica, enfermeiros, pacientes e visitantes.

Tiras na cintura e pescoço.

Produto não estéril.

COR	GRAMATURA	EMBALAGEM
Branco	20 g/m ² , 30 g/m ² , 40 g/m ² e 50 g/m ²	10 unidades

Avental para Procedimento



Confeccionado em SMS, com punho de malha em algodão.

Indicado em procedimentos laboratoriais e exames, podendo ser utilizado por equipe médica, enfermeiros, pacientes e visitantes.

Tiras na cintura e pescoço.

Produto não estéril.

COR	GRAMATURA	EMBALAGEM
Amarelo e Branco	15 g/m ² , 20 g/m ² , 30 g/m ² , 40 g/m ² , 50 g/m ² e 60 g/m ²	10 unidades

Campo Cirúrgico Estéril em Não Tecido



Confeccionado em LIA (Laminado Impermeável Absorvente).

Indicado para mesa de instrumentos e cobertura de pacientes.

Com ou sem janela.

Com ou sem fita adesiva hipoalergênica.


Produto estéril.

Campo oftálmico com bolsa coletora de fluídos (BAG).

EMBALAGEM
1 unidade



Wraps para Esterilização



Confeccionado em trilaminado de não tecido 100% polipropileno SMS (Spunbond, Meltblown, Spunbond).

Indicado para envolver e proteger instrumentos cirúrgicos e materiais a serem esterilizados a vapor, óxido de etileno ou plasma de peróxido de hidrogênio. Disponível nas cores verde e azul.

Produto não estéril.

DIMENSÃO	GRAMATURA	COR	EMBALAGEM
30 cm x 30 cm, 40 cm x 40 cm, 50 cm x 50 cm, 60 cm x 60 cm, 75 cm x 75 cm, 90 cm x 90 cm, 100 cm x 100 cm, 120 cm x 120 cm e 150 cm x 150 cm	Leve 40 g/m ²	Verde	50 unidades
	Pesado 50 g/m ²	Azul	
	Super pesado 60 g/m ²		

Papel Crepado



Confeccionado em 100% celulose.

Indicado para envolver e proteger instrumentos cirúrgicos e materiais a serem esterilizados a vapor, óxido de etileno ou irradiação gama.

Disponível nas cores branca ou verde.

Produto não estéril.

DIMENSÃO	GRAMATURA	EMBALAGEM
20 cm x 20 cm, 30 cm x 30 cm, 40 cm x 40 cm, 50 cm x 50 cm, 60 cm x 60 cm, 75 cm x 75 cm, 90 cm x 90 cm, 100 cm x 100 cm e 120 cm x 120 cm	60 g/m ²	500 unidades
		250 unidades
		100 unidades

Embalagem para Esterilização Protect



Confeccionada em papel grau cirúrgico e filme laminado.

Papel grau cirúrgico que garante a resistência mecânica, barreira microbológica e o controle de porosidade para a manutenção da esterilidade.

Filme laminado que suporta as tensões de manipulação, triplamente selado, garantindo proteção e possibilitando abertura asséptica.

Com indicador impresso para os processos de óxido de etileno e a vapor na área de selagem.

Produto não estéril.

FORMATO	EMBALAGEM
Bobina	1 unidade
Envelope	100 unidades



Compressa Non Woven




Confeccionada em viscose e poliéster, com alto poder de absorção, com ou sem fio radiopaco.

Indicada para absorção de secreções, curativos e cirurgias em geral.

DIMENSÃO	EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO
7,5 cm x 7,5 cm e 10 cm x 10 cm	5, 10 e 20 unidades 500 unidades	Estétil Não estétil

Compressa Non Woven - Toalha Baby



Confeccionada em viscose e poliéster, com alto poder de absorção.

Indicada para limpar e envolver bebês após o parto.

Produto estétil.

DIMENSÃO	EMBALAGEM
1 m x 1 m	1 unidade

Compressa Non Woven - Toalha para Mãos



Confeccionada em viscose e poliéster com alto poder de absorção.

Indicada para secagem das mãos no centro cirúrgico, secagem de instrumental cirúrgico, forro para caixa instrumental, banho em pacientes acamados, limpeza de equipamentos e superfícies e na absorção de líquidos em geral. Produto não estétil.

LARGURA	COMPRIMENTO	EMBALAGEM
30 cm	30 cm	50 unidades
40 cm	40 cm	50 unidades
50 cm	50 cm	50 unidades

Compressa Absorvente Não Aderente



Confeccionada com matérias-primas grau médico. Desenvolvida para substituir a compressa de gaze algodoadada, proporciona grande capacidade de absorção e baixa aderência. Indicada para tratamento de feridas crônicas e pós operatório com moderada ou elevada quantidade de fluidos, protegendo e ajudando na cicatrização.

Produto estétil.

LARGURA	COMPRIMENTO	EMBALAGEM
10 cm	10 cm, 15 cm, 20 cm e 30 cm	1 unidade
15 cm e 20 cm	20 cm e 30 cm	



Coletor de Material Perfurocortante Polar Fix



Confeccionado em material que proporciona segurança total ao usuário.

Indicado para descarte e transporte de materiais infectantes, cortantes, perfurantes. Revestido de papelão couro ondulado. Atende aos requisitos de resistência das alças, estabilidade, compressão localizada, perfuração, vazamento e travamento da tampa. Produto não estéril.

CAPACIDADE	COR	EMBALAGEM
1,5 L, 3 L, 7 L, 13 L e 20 L	Amarelo ouro	1 unidade



1,5 L com Descartador de Agulhas

Coletor de Material Perfurocortante Safe Pack



Confeccionado em material que proporciona segurança total ao usuário.

Indicado para descarte e transporte de materiais infectantes, cortantes, perfurantes. Revestido de papelão couro ondulado. Atende aos requisitos de resistência das alças, estabilidade, compressão localizada, perfuração, vazamento e travamento da tampa. Produto não estéril.

CAPACIDADE	COR	EMBALAGEM
3 L, 7 L, 13 L e 20 L	Amarelo pardo	1 unidade

Papel Lençol



Confeccionado em material macio, higiênico e econômico. Indicado como roupa de cama em ambiente hospitalar. Produto não estéril.

LARGURA	COMPT	COMPOSIÇÃO	EMBALAGEM
STAR PAPER			
70 cm e 50 cm	50 m	100% fibras naturais	1 unidade
STAR MAIS			
70 cm e 50 cm	50 m	100% celulose	1 unidade



Artigo Ortopédico Moldável



Confeccionado em tecido 100% algodão, impregnado por gesso alfa tipo ortopédico.

Apresenta textura suave e cremosa proporcionando fácil moldagem e corte lateral sinuoso que evita o desfiamento ou garroteamento. Secagem rápida e alta resistência.

Indicado para procedimentos de imobilização como fraturas ósseas, lesões musculares, correções, entre outros.

Produto não estéril.

LARGURA	COMPRIMENTO	EMBALAGEM
6 cm e 8 cm	2 m	1 unidade
10 cm, 12 cm e 15 cm	3 m	
20 cm	4 m	

Atadura de Algodão



Confeccionada em fibras 100% algodão cru e hidrofóbico.

Apresenta forma de manta com camada de goma em uma das faces aumentando sua resistência, enrolamento uniforme em toda sua extensão.

Indicada para procedimentos de imobilização ortopédica no acolchoamento e proteção entre a malha tubular e o Artigo Ortopédico Moldável.

Produto não estéril.

LARGURA	COMPRIMENTO	EMBALAGEM
6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm e 20 cm	1 m, 1,5 m e 1,8 m	12 unidades

Malha Tubular



Confeccionada em 100% algodão, com elasticidade no sentido transversal e enrolamento uniforme em toda sua extensão.

Indicada como auxiliar em procedimentos de imobilização ortopédica, para proteção entre a pele e a Atadura de Algodão.

Produto não estéril.

LARGURA	COMPRIMENTO	EMBALAGEM
4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm e 30 cm	15 m e 25 m	1 unidade



Atadura de Crepom



Confeccionada a partir de propriedades elásticas e alta resistência. Indicada para aplicações ortopédicas ou na prevenção de lesões em atividades esportivas, entre outras. Pode ser usado em terapia compressiva.

LARGURA	COMPT	EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO
10 cm, 15 cm e 20 cm	1,8 m	1 unidade	Estétil
4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm e 30 cm			Não estétil

Atadura de Rayon



Confeccionada em fibras sintéticas 100% rayon. Indicada para curativos decorrentes de queimaduras ou onde necessite alta absorção e baixa aderência. Livre de impurezas, rasgos e fios soltos.

LARGURA	COMPRIMENTO	EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO
7,5 cm	20 cm, 40 cm e 5 m	1 unidade	Estétil
	5 m		Não estétil

Atadura Elástica



Confeccionada em poliamida, poliéster e algodão. Indicada para terapias compressivas, prevenção de lesões em atividades esportivas ou a critério do médico. Pode ser usada em procedimentos ortopédicos. Produto não estétil.

LARGURA	COMPRIMENTO	EMBALAGEM
5 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm e 30 cm	2,20 m	1 unidade



Algodão Hidrófilo

Confeccionado em fibras 100% algodão, macio e absorvente.
Indicado para assepsia, higiene infantil e absorção de líquidos.
Produto não estéril.



FORMATO	EMBALAGEM
Rolo	250 g e 500 g
Bolas	100 g

Fralda Descartável

Confeccionada com flocos de gel superabsorventes e cobertura filtrante, oferecendo uma excelente absorção de líquidos, menor umidade e maior conforto.

Possui fitas adesivas duplas, canaletas absorventes e elásticos nas pernas, para um melhor ajuste, evitando vazamentos e proporcionando segurança e conforto. Desenho anatômico, para oferecer eficiência, comodidade e liberdade de movimentos.

Produto não estéril.



TIPO	TAMANHO	EMBALAGEM
Infantil	P	10 unidades
	M	9 unidades
	G	8 unidades
	EG	7 unidades
Geriátrica	P, M, G e EG	10 unidades

Compressa para Banho

Confeccionada em tecido 100% algodão.

Indicada para banho no leito ou limpeza do ambiente hospitalar.

Produto não estéril.



DIMENSÃO	EMBALAGEM
35 cm x 45 cm	50 unidades



Compressa Campo Operatório



Confeccionada em tecido 100% algodão, altamente absorvente. Possui marcador radiopaco para detecção em Raio X. Macia e tratada especialmente para fins cirúrgicos. Com dupla embalagem.

DIMENSÃO	EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO
10 cm x 9 cm e 25 cm x 28 cm	5 unidades	Estétil
23 cm x 25 cm e 45 cm x 50 cm	50 unidades	Não estétil

Compressa de Gaze



Confeccionada em tecido 100% algodão com alto poder de absorção. Com ou sem fio radiopaco. Livre de manchas e impurezas, isenta de amido e alvejante óptico. Indicada para procedimentos cirúrgicos, para absorção de secreções e curativos em geral. Possui 9, 11 ou 13 fios por cm².

DIMENSÃO	EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO
7,5 cm x 7,5 cm e 10 cm x 10 cm	5, 10, 20 e 30 unidades	Estétil
	500 unidades	Não estétil

Gaze em Rolo



Confeccionada em tecido 100% algodão, isento de impurezas, macio, alvejado, altamente absorvente e suas dobras não permitem o desfiamento. Apresenta-se em formato de bobina, medindo 91 cm por 91 m. Indicada para diversos tipos de curativos, confecção de chumaços de algodão e torundas. Possui 9, 11 ou 13 fios por cm². Produto não estétil.

EMBALAGEM
1 unidade

Compressa para Curativo Cirúrgico Estétil Polar Bec



Confeccionada por uma camada de 100% algodão, isento de impurezas, envolto por uma camada de gaze macia, alvejada e tratada especialmente para fins cirúrgicos. Indicada para curativos em geral com a finalidade de absorver secreções. Produto estétil.

DIMENSÃO	EMBALAGEM
10 cm x 15 cm 10 cm x 50 cm 15 cm x 30 cm 15 cm x 60 cm	1 unidade



Tala Metálica



Confeccionada em alumínio com pontas arredondadas e espuma. Indicada para imobilização provisória de membros quando em casos de fraturas ou entorses.

Produto não estéril.

LARGURA	COMPRIMENTO	EMBALAGEM
12 mm, 16 mm e 19 mm	180 mm	12 unidades
12 mm, 16 mm, 19 mm e 26 mm	250 mm	

Salto Ortopédico



Confeccionado em borracha flexível de alta resistência e fácil adaptação ao aparelho gessado, proporcionando melhor impacto.

Indicado como suporte de proteção na imobilização dos membros inferiores.

Produto não estéril.

TAMANHO	EMBALAGEM
P, M e G	12 unidades

Sapatilha de Malha



Confeccionada em 100% algodão.

Indicada para isolamento do calçado.

Produto não estéril.

TAMANHO	SOLADO	EMBALAGEM
Único	Sem solado	100 unidades (50 pares)
	Com solado	
	Com solado antiderrapante	

Máscara Descartável



Confeccionada em 100% polipropileno isenta de fibra de vidro, sem látex.

Indicada como barreira física à propagação de bactérias da cavidade oral do usuário, reduzindo a carga microbiana no ar ambiente.

Proteção do paciente durante a realização de procedimentos assépticos.

Produto não estéril.

CAMADA	EMBALAGEM
Tripla	50 unidades



Colar Cervical de Espuma



Confeccionado em espuma de poliuretano, envolto em tecido 100% algodão.

Indicado para uso ortopédico na imobilização parcial do pescoço para tratamento de dores no pescoço e/ou coluna.

Produto não estéril.

TAMANHO	EMBALAGEM
PP, P M e G	1 unidade

Colar Cervical



Confeccionado em plástico de alta resistência, revestido com espuma macia tipo EVA (Etil Vinil Acetato) especial, padrão de cores universal.

Indicado como suporte para a coluna cervical durante a remoção do acidentado, nos casos de traumatismos, torcicolos, artrites, artroses e outras afecções da coluna cervical.

Produto não estéril.

TAMANHO	COR	EMBALAGEM
PP	Lilás	1 unidade
P	Azul	
M	Laranja	
G	Verde	

Tala Aramada



Confeccionada em espuma de poliuretano flexível, espuma de poliuretano semi-rígida e arame galvanizado.

Indicada para imobilização provisória dos membros superiores e inferiores em caso de suspeita de fraturas, traumatismos, torções e outras afecções traumáticas destes membros, em procedimentos de atendimento pré-hospitalar, na remoção e transporte do acidentado, evitando o agravamento da lesão.

Produto não estéril.

TAMANHO	EMBALAGEM
PP, P, M, G, GG e EG	1 unidade



Bandagem Aderefix



Confeccionada em poliéster, fibra elástica poliamida e adesivo seco. Indicada para proteção da musculatura, compressão, imobilização e fixação de curativos, proteção de locais com ferimentos. Produto não estéril.

LARGURA	COMPRIMENTO	EMBALAGEM
2,5 cm	4,5 m	1 unidade
5 cm		
7,5 cm		
10 cm		
15 cm		



Fita Microporosa Hipoalérgica



Confeccionada em não tecido de resistência, moldável à pele, microscopicamente porosa, recoberta de adesivo hipoalérgico. Excelente fixação e permeabilidade. Indicada para fixação de curativos, sondas, drenos, cateteres, bandagens, entre outros. Produto não estéril.

LARGURA	COMPRIMENTO	EMBALAGEM
12 mm, 25 mm, 50 mm e 100 mm	10 m	1 unidade



Esparadrapo Impermeável



Confeccionado em tecido 100% algodão com resina acrílica, adesivo à base de óxido de zinco e borracha natural impermeabilizante. Excelente fixação, flexibilidade, resistência e impermeabilidade. Indicado para fixação de curativos, sondas, drenos, cateteres, bandagens, entre outros. Produto não estéril.

DIMENSÃO	EMBALAGEM
10 cm x 4,5 m	1 unidade

Fita Crepe



Confeccionada em papel crepado saturado com solução aquosa de látex, adesivo à base de borracha natural e resina sintética. Indicada para fixação de ataduras, identificação de seringas, fechamento de pacotes, entre outros. Produto não estéril.

Não deve ser autoclavada, pois o produto não resiste a temperaturas acima de 60°.

LARGURA	COMPRIMENTO	EMBALAGEM
16 mm e 19 mm	50 m	1 unidade

Nova Linha de Produtos

Atadura de Crepom



Confeccionada a partir de propriedades elásticas e alta resistência. Indicada para aplicações ortopédicas ou na prevenção de lesões em atividades esportivas, entre outras. Pode ser usado em terapia compressiva. Produto não estéril.

LARGURA	COMPRIMENTO
6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm e 25 cm	1,80 m

Compressa Campo Operatório



Confeccionada em tecido 100% algodão, altamente absorvente. Com e sem marcador radiopaco para detecção em Raio X. Macia e tratada especialmente para fins cirúrgicos.

DIMENSÃO	EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO
45 cm x 50 cm	50 unidades	Não estéril

Compressa de Gaze



Confeccionada em tecido 100% algodão com alto poder de absorção. Com ou sem fio radiopaco. Livre de manchas e impurezas, isenta de amido e alvejante óptico. Indicada para procedimentos cirúrgicos, para absorção de secreções e curativos em geral. Possui 9, 11 ou 13 fios por cm².

DIMENSÃO	EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO
7,5 cm x 7,5 cm	5 e 10 unidades	Estéril
	500 unidades	Não estéril



PolarFix[®]

ESSENCIAL À SAÚDE



R.Ruzzi, 607, Sertãozinho - Mauá - SP, 09370-850

0 xx 11 4512-8600

www.polarfix.com.br



ISO
13485

BPF
BOAS PRÁTICAS
DE FABRICAÇÃO