

Ortopédico

Atadura Elástica



Especificação Técnica:

- Macia
- Não limita a liberdade de movimento.
- Perfeito amoldamento na área a ser enfaixada.
- Produto não estéril.
- Embalado individualmente em embalagem de BOPP.

Advertências/Precauções: Armazenar em local limpo e seco, ao abrigo da luz solar direta. Pode ser esterilizado por autoclave a vapor, Óxido de Etileno ou irradiação gama.

Validade: 5 anos

Indicação de uso:

Indicado para terapias compressivas, procedimentos ortopédicos e vasculares, prevenção de lesões em atividades esportivas, procedimentos ortopédicos ou a critério médico.

Composição:

Poliamida, Poliéster e Algodão.



Código	Descrição	Embalagem	Caixa de Embarque
F08318	Atadura Elástica 05 cm x 2,20 m	12 Unidades	70 Pacotes
F08319	Atadura Elástica 08 cm x 2,20 m		75 Pacotes
F08320	Atadura Elástica 10 cm x 2,20 m		50 Pacotes
F08321	Atadura Elástica 12 cm x 2,20 m		45 Pacotes
F08322	Atadura Elástica 15 cm x 2,20 m		40 Pacotes
F08323	Atadura Elástica 20 cm x 2,20 m		32 Pacotes
F08324	Atadura Elástica 25 cm x 2,20 m		25 Pacotes
F08325	Atadura Elástica 30 cm x 2,20 m	10 Unidades	20 Pacotes