



Ortopédico

Atadura Elástica



Especificação Técnica:

- Macia
- Não limita a liberdade de movimento.
- Perfeito amoldamento na área a ser enfaixada.
- Produto não estéril.
- Embalado individualmente em embalagem de BOPP.

Advertências/Precauções: Armazenar em local limpo e seco, ao abrigo da luz solar direta. Pode ser esterilizado por autoclave a vapor, Óxido de Etileno ou irradiação gama.

Validade: 5 anos

Indicação de uso:

Indicado para terapias compressivas, procedimentos ortopédicos e vasculares, prevenção de lesões em atividades esportivas, procedimentos ortopédicos ou a critério médico.

Composição:

Poliamida, Poliéster e Algodão.



| Código | Descrição | Embalagem | Caixa de Embarque |
|--------|---------------------------------|-------------|-------------------|
| F08318 | Atadura Elástica 05 cm x 2,20 m | 12 Unidades | 70 Pacotes |
| F08319 | Atadura Elástica 08 cm x 2,20 m | 12 Unidades | 75 Pacotes |
| F08320 | Atadura Elástica 10 cm x 2,20 m | 12 Unidades | 50 Pacotes |
| F08321 | Atadura Elástica 12 cm x 2,20 m | 12 Unidades | 45 Pacotes |
| F08322 | Atadura Elástica 15 cm x 2,20 m | 12 Unidades | 40 Pacotes |
| F08323 | Atadura Elástica 20 cm x 2,20 m | 12 Unidades | 32 Pacotes |
| F08324 | Atadura Elástica 25 cm x 2,20 m | 12 Unidades | 25 Pacotes |
| F08325 | Atadura Elástica 30 cm x 2,20 m | 10 Unidades | 20 Pacotes |