



## Esterilização

### Embalagem para Esterilização Protect



#### Indicação de uso:

Indicado para envolver e proteger todo material a ser esterilizado. Papel grau cirúrgico que garante a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle de porosidade para manter a esterilidade por autoclave a vapor ou Óxido de Etileno.

#### Composição:

Confeccionada em papel grau cirúrgico e filme bilaminado.

#### Especificação Técnica:

- Bobina
- Filme laminado que suporta as tensões de manipulação, triplamente selado, garantindo proteção e possibilitando abertura asséptica.
- Com indicador impresso para os processos de Óxido de Etileno e a Vapor na área de selagem.
- Produto não estéril.
- Produto de uso único – Proibido reprocessar.
- Indicador de viragem: Mudança da coloração rosa para marrom em esterilização por autoclave a vapor e de azul para marrom em esterilização em Óxido de Etileno.

**Advertências / Precauções:** Armazenar em local limpo e seco, ao abrigo da luz solar direta.

**Validade:** 5 anos

Dimensão	Formato
5cm x 100m, 8cm x 100m, 10cm x 100m, 12cm x 100m, 15cm x 100m, 20cm x 100m, 25cm x 100m, 30cm x 100m, 35cm x 100, 40cm x 100m, 45cm x 100m, 50cm x 100m, 60cm x 100m	Bobina