

O que são materiais perfurocortantes?

São objetos com partes rígidas ou agudas que possuem fios de corte capazes de perfurar ou cortar, como agulhas, seringas, pinças, lâminas, vidros, entre outros. Utilizados por profissionais da área da saúde diariamente, os materiais perfurocortantes são extremamente necessários. No entanto, é preciso usá-los com atenção. Isso porque se alguém se perfurar ou se cortar com eles pode se contaminar com doenças transmissíveis.

*Por isso, descartá-los e manipulá-los da forma correta é imprescindível conforme **NBR 13853:1997***

BANDEJA INTERNA

Garante a segurança contra vazamento de líquidos.

CINTA INTERNA

Em papelão rígido, ocupa toda a área interna, evitando perfurações nas paredes e cantos do coletor.

FUNDO RÍGIDO


Em papelão rígido, evita perfurações no fundo do coletor.

SACOLA PLÁSTICA

Forma um duplo revestimento, garantido a proteção contra o vazamento de resíduos.

ALÇA DUPLA

Atende aos requisitos de resistência e auxilia no transporte do coletor.



Instruções
de montagem
e manuseio

