



Paramentação

Avental Cirúrgico Estéril (SMS-SSMMS Barreira Bacteriana)

Indicação de uso:

Indicado para proteção dos profissionais em procedimentos cirúrgicos, que exigem uma barreira contra líquidos e bactérias.

Composição:

Confeccionado em trilaminado de não tecido 100% polipropileno SSMMS (Spunbond-Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond), com punho em malha.



Especificação Técnica:

- Com reforço nas mangas, tórax, abdômen e membros inferiores ou sem reforço.
- Tiras na cintura e velcro no pescoço.
- Material de alta resistência e maleável, proporcionando mais conforto ao usuário.
- Confeccionado com mangas raglan.
- Repelente a fluido.
- Acompanha Toalha para secagem das mãos.
- Cartão TAG de transferência asséptica.
- Embalado individualmente, com dupla embalagem (dobra asséptica).
- Produto estéril.
- Esterilizado por Óxido de Etileno.
- Embalagem de papel grau cirúrgico e filme hospitalar.
- Produto de uso único - Proibido reprocessar.

Advertências/Precauções: Não utilize se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada. Armazenar em local limpo e seco. Transportar na embalagem original. O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar.

Validade: 5 anos





Paramentação

Código	Descrição	Embalagem	Caixa de Embarque
F08485	Avental Cirúrgico Estéril SMS-SSMMS Descartável G Raglan M/L c/ Dupla Embalagem Wraps + Toalha	1 Unidade	20 Unidades
F08486	Avental Cirúrgico Estéril SMS-SSMMS Descartável EG Raglan M/L c/ Dupla Embalagem Wraps + Toalha	1 Unidade	18 Unidades
F08228	Avental Cirúrgico Estéril SMS-SSMMS Descartável G Raglan M/L c/Reforço Imp. c/ Dupla Embalagem Wraps + Toalha	1 Unidade	20 Unidades
F08229	Avental Cirúrgico Estéril SMS-SSMMS Descartável EG Raglan M/L c/Reforço Imp. c/ Dupla Embalagem Wraps + Toalha	1 Unidade	18 Unidades