



Paramentação

Avental Descartável

Indicação de uso:

Indicado em procedimentos laboratoriais e exames, podendo ser utilizado por equipe médica, enfermeiros, pacientes e visitantes.

Composição:

Confeccionado em 100% polipropileno.

Especificação Técnica:

- Tiras na cintura e pescoço.
- Material de alta resistência e maleável, proporcionando mais conforto ao usuário.
- Tamanho: único.
- Manga longa com punho em látex.
- Produto não estéril.
- Produto de uso único – Proibido reprocessar
- Disponível na cor branca

Advertências / Precauções: Armazenar em lugar limpo evitando a exposição direta ao calor, luz e umidade.

Validade: 5 anos



Código	Descrição	Embalagem	Anvisa nº
F08561	Avental Descartável M/L 30 GR. com Punho de Látex	10 Unidades	8003400033
F08660	Avental Descartável M/L 50 GR. com Punho de Látex	10 Unidades	8003400033