



Paramentação

Avental para Procedimento

Indicação de uso:

Indicado em procedimentos hospitalares, laboratoriais e exames, podendo ser utilizado por equipe médica, enfermeiros, pacientes e visitantes, protegendo o profissional contra bactérias.

Composição:

Confeccionado em 100% polipropileno, com punho de malha.



Especificação Técnica:

- Tiras na cintura e pescoço.
- Material de alta resistência e maleável, proporcionando mais conforto ao usuário.
- Tamanho: único.
- Disponível na cor amarela e branca.
- Produto não estéril.
- Produto de uso único – Proibido reprocessar

Advertências / Precauções: Armazenar em lugar limpo, fresco e seco ao abrigo do sol.

Validade: 5 anos.

Código	Descrição	Embalagem	Caixa de Embarque
F08633	Avental para Procedimento Não Tecido Amarelo com punho	Embalagem Individual	50 Unidades