


Curativos Avançados

Wound Care F: Filme Transparente Estéril


Indicação de uso: O Filme Transparente Estéril Wound Care F é um filme que se adapta a qualquer contorno corporal e protege o tecido epitelial de fatores externos, como micro-organismos e líquidos.



Recortável

O Filme Transparente Estéril Wound Care F é indicado:

- ✓ Feridas superficiais;
- ✓ Proteção de tecido epitelial novo;
- ✓ Curativo secundário para fixação de outro curativos.



Não permite a passagem de água e bactérias.
Permite a troca de gases

Filme Transparente Estéril

| Código | Tamanho | Anvisa |
|--------|-------------|------------|
| FP0081 | 7cm x 5cm | 8003400112 |
| FP0082 | 10cm x 12cm | 8003400112 |
| FP0083 | 10cm x 25cm | 8003400112 |
| FP0084 | 20cm x 30cm | 8003400112 |

Para mais
informações

