

## Curativos Avançados

### Wound Care F: Filme Transparente em Rolo

**Indicação de uso:** O Filme Transparente em Rolo Wound Care F é um filme que se adapta a qualquer contorno corporal e protege o tecido epitelial de fatores externos, como micro-organismos e líquidos.



Planimetria




Flexível



Impermeável

O Filme Transparente em Rolo Wound Care F é indicado:

- ✓ Fixação e cobertura de curativos primários;
- ✓ Fixação de tubos, drenos e bolsas de perna;
- ✓ Proteção de proeminências ósseas;
- ✓ Cobertura protetora da pele;
- ✓ Cobertura de suturas;
- ✓ Proteção de tatuagens.



Não permite a passagem de água e bactérias.  
Permite a troca de gases

#### Filme Transparente em Rolo

| Código | Tamanho    | Anvisa     |
|--------|------------|------------|
| FP0078 | 5cm x 10m  | 8003400110 |
| FP0079 | 10cm x 10m | 8003400110 |
| FP0080 | 15cm x 10m | 8003400110 |

Para mais  
informações

