


Wound Care F: Filme Transparente Incisional Estéril





Indicações de uso: O Filme Transparente Incisional Estéril Wound Care F é um filme que se adapta a qualquer contorno corporal e protege o tecido epitelial de fatores externos, como micro-organismos e líquidos. Garante praticidade e segurança durante procedimentos de longa duração.

Composição: Filme: 100% poliuretano, revestido por um adesivo de poliacrilato; Filme de suporte: 100% poliéster, revestido com polietileno em ambos os lados e siliconado em um lado; Papel de cobertura: 100% papel siliconado.

Benefícios oferecidos aos pacientes:

- Redução do risco de infecção: a alta permeabilidade aos vapores de água previne o acúmulo de umidade entre a pele e o filme, evitando a proliferação bacteriana e, conseqüentemente, o risco de infecção. Sua impermeabilidade a bactérias permite que o mesmo atue como uma barreira mecânica.
- Maior conforto do paciente: Composto por um adesivo hipoalergênico e sendo altamente permeável a gases e vapores úmidos, evita maceração e irritações da pele, aumentando o conforto do usuário.



Não permite a passagem de água e bactérias.
Permite a troca de gases.

Filme Transparente Incisional Estéril

Código	Tamanho	Cad.Anvisa
F08589	51 CM x 55 CM	8003400101
F08590	62 CM x 84 CM	8003400101

Para Mais
Informações

