

AAMI
LEVEL 4


Avental Cirúrgico Estéril BVB Trilaminado

Avental Cirúrgico Estéril BVB Trilaminado

O Avental Cirúrgico Estéril BVB é confeccionado com tecido trilaminado maleável e respirável que proporciona máximo conforto ao profissional. Acima de tudo, o avental apresenta nível de proteção máximo segundo as normas da instituição americana *Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI)* o que permite classificá-lo como level 4.



A AAMI publicou, no documento *AAMI PB70*, as diretrizes sobre a performance de barreira líquida em vestimentas cirúrgicas. Para isso, uma graduação dos níveis de barreira foi estabelecida, focando a proteção das zonas críticas dos aventais cirúrgicos, nas quais há maior possibilidade de contato com material potencialmente infeccioso.



Os testes conduzidos em um laboratório americano atestaram que o Avental Cirúrgico Estéril BVB Trilaminado demonstrou resistência a líquido e à penetração viral sob o rigor da norma ASTM F1671, o que permite classificá-lo como o padrão máximo de qualidade das normas americanas, AAMI level 4 em toda superfície do avental.

AAMI LEVEL

4

Alta barreira líquida e microbiana: proteção contra patógenos transmitidos pelo sangue. Necessário para procedimentos longos e com muito fluido.

3

Moderada barreira líquida e microbiana: aventais utilizados em amplo espectro de procedimentos cirúrgicos nos quais há indicação de proteção moderada a fluídos. Exemplos são os aventais de SMS com altas gramaturas.

2

Baixa barreira líquida e microbiana : para procedimentos com baixo volume de fluídos e minimamente invasivos. Exemplos são os aventais de SMS com baixa gramatura.

1

Minima barreira líquida e microbiana: exemplos são os aventais de TNT com baixa gramatura.