



Camada Absorvente

Camada Impermeável

AAMI
NÍVEL 4

O Kit Cirúrgico Geral Estéril SORBDRAPÉ consiste em um conjunto de campos cirúrgicos para mesa e paciente que proporcionam proteção contra transferências cruzadas de agentes infecciosos em procedimentos cirúrgicos.

A principal vantagem do Kit Cirúrgico Geral Estéril SORBDRAPÉ é a tecnologia presente nos seus campos cirúrgicos, que confere ao produto nível de proteção máxima.

Vantagens



Impermeabilização

Impermeabilização em toda a área do campo cirúrgico, garantindo proteção máxima ao paciente e aos profissionais da saúde.



Absorção

Os campos cirúrgicos apresentam propriedade de absorção em toda a sua área. O seu reforço é indicado para cirurgias com alto volume de fluídos.



Proteção

Maior proteção para o paciente e aos profissionais envolvidos nos procedimentos.



Tempo e Custos

Redução de tempo e custos com desinfecção do centro cirúrgico.



ABNT


Atendem a todos requisitos da norma ABNT NBR 16064.



Camada Absorvente


Camada
Impermeável**AAMI**
NÍVEL 4

1 Kit Cirúrgico Geral Estéril Sorbdrape F08272



- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Cobertura para mesa de Mayo
- C** Campo inferior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- D** Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- E** Campos laterais com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- F** Passa Tubos
- G** Bolsa de Instrumentos

2 Kit Cirúrgico Universal Estéril Sorbdrape F08273



- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Campo inferior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- C** Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- D** Campos laterais com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- E** Passa Tubos
- F** Bolsa de instrumentos