



## Paramentação

### Avental para Procedimento Impermeável



**Indicação de uso:**

O Avental para Procedimento Não Cirúrgico Impermeável Polar Fix é indicado em procedimentos hospitalares, laboratoriais e exames, podendo ser utilizado por equipe médica, enfermeiros e pacientes a fim de fornecer proteção da saúde e minimização da transmissão de micro organismos.

**Composição:**

Não tecido 100% Polipropileno e filme de polietileno – manga longa com punho de látex.



**Especificação Técnica:**

- Não estéril
- Impermeável
- Produto de uso único
- Gramatura: 30 g/m<sup>2</sup> (branco) e 50g/m<sup>2</sup> (azul)

**Advertências / Precauções:** Armazenar em lugar limpo, fresco e seco ao abrigo do sol.

**Validade:** 5 anos.

Código	Descrição	Embalagem	Anvisa nº
F08647	Avental p/ Procedimento Imp. M/L 30 GR. com Punho de Látex	10 Unidades	8003400114
F08669	Avental p/ Procedimento Imp. M/L 50 GR. com Punho de Látex	10 Unidades	8003400114