

Avental Para Procedimento Impermeável

**Indicação de uso:**

O Avental para Procedimento Não Cirúrgico Impermeável Polar Fix é indicado em procedimentos hospitalares, laboratoriais e exames, podendo ser utilizado por equipe médica, enfermeiros e pacientes a fim de fornecer proteção da saúde e minimização da transmissão de micro organismos.

Composição:

Não tecido 100% Polipropileno e filme de polietileno – manga longa com punho de látex.

**Especificação Técnica:**

- Não estéril
- Impermeável
- Produto de uso único
- Gramatura: 30 g/m² (branco) e 50g/m² (azul)

Advertências / Precauções: Armazenar em lugar limpo, fresco e seco ao abrigo do sol.

Validade: 5 anos.

Avental Para Procedimento Impermeável			
Código	Descrição	Embalagem	Cad.Anvisa
F08647	30 G/M2 IMPERMEÁVEL COM PUNHO DE LÁTEX	10 Unidades	8003400114
F08669	50 G/M2 IMPERMEÁVEL COM PUNHO DE LÁTEX	10 Unidades	8003400114