



ISO
13485



UN MUNDO DE SOLUCIONES DE PRODUCTOS MÉDICOS
DESECHABLES

www.polarfix.com.br



Paquete Quirúrgico Estéril




Hecho de SMS, garantiza efectivamente una protección entre el paciente y el profesional del hospital. Actúa como una barrera bacteriológica y evita transferencias cruzadas de agentes infecciosos durante los procedimientos quirúrgicos, siendo efectivamente una solución práctica. Lista para usar, estéril. Una herramienta eficiente para minimizar el riesgo de infección cruzada.

PAQUETE


1 unidad

1 Paquete Quirúrgico Universal Estéril F08436




- A** Cubre Mesa
- B** Cubre Mesa Instrumental
- C** Campo inferior adhesivado con refuerzo impermeable y absorbente
- D** Campo superior adhesivado con refuerzo impermeable y absorbente
- E** Campo lateral adhesivado con refuerzo impermeable y absorbente
- F** Bolsa Instrumental

2 Paquete Quirúrgico Universal Estéril F08437




- A** Cubre Mesa
- B** Campo inferior adhesivado con refuerzo impermeable y absorbente
- C** Campo superior adhesivado con refuerzo impermeable y absorbente
- D** Campo lateral adhesivado con refuerzo impermeable y absorbente
- E** Bolsa Instrumental

3 "U" Paquete Quirúrgico F08274



- A** Cubre Mesa
- B** Cubre Mesa Instrumental
- C** Campo "U" inferior adhesivado con refuerzo impermeable y absorbente
- D** Campo superior adhesivado con refuerzo impermeable y absorbente
- E** Bolsa Instrumental


4 Paquete Quirúrgico Rodilla/Hombro/Cadera/Ortopédica (sin bolsa colectora de líquidos) F08280



- A** Cubre Mesa
- B** Campo "U" impermeable
- C** Campo de rodilla / hombro con fenestración elástica sin bolsa colectora de líquidos
- D** Pernera Impermeable
- E** Adhesivo para bloco operatório
- F** Bolsa Instrumental




5 Paquete Quirúrgico de Rodilla/Hombro/Cadera/Ortopédico (Cadera) F08283




- A** Cubre Mesa
- B** Campo "U" impermeable
- C** Campo cadera con fenestración
- D** Pernera Impermeable
- E** Adhesivo para bloco operatório
- F** Bolsa Instrumental

6 Paquete Quirúrgico de Rodilla/Hombro/Cadera/Ortopédico F08279




- A** Cubre Mesa
- B** Campo "U" impermeable
- C** Campo "U" inferior
- D** Campo superior adhesivado con refuerzo impermeable y absorbente
- E** Pernera Impermeable
- F** Adhesivo para bloco operatório
- G** Bolsa Instrumental

7 Paquete Quirúrgico Extremidades F08282




- A** Cubre Mesa
- B** Campo extremidades con fenestración elástica
- C** Bolsa Instrumental

8 Paquete Quirúrgico (Uro/Ginecología) con campo "U" inferior F08288




- A** Cubre Mesa
- B** Pernera con adhesivo
- C** Campo "U" inferior
- D** Campo superior adhesivado con refuerzo impermeable y absorbente
- E** Bolsa Instrumental

9 Paquete Quirúrgico (Uro/Ginecología) F08315




- A** Cubre Mesa
- B** Pernera con adhesivo
- C** Campo trasero
- D** Campo superior adhesivado con refuerzo impermeable y absorbente
- E** Bolsa Instrumental

10 Paquete Quirúrgico Cesárea F08483



- A** Cubre Mesa
- B** Campo Cesárea con Bolsa Colectora
- C** Toalla non woven
- D** Bolsa Instrumental


11 Paquete Quirúrgico Parto F08285



- A** Cubre Mesa
- B** Pernera con adhesivo
- C** Campo inferior para parto con bolsa colectora
- D** Campo superior adhesivado con refuerzo impermeable y absorbente
- E** Toalla non woven




12 Paquete Quirúrgico ORL F08289




- A Cubre Mesa
- B Campo ORL con adhesivo y fenestración
- C Campo Quirúrgico

13 Paquete Quirúrgico Cabeza y Cuello F08270




- A Cubre Mesa
- B Campo "U" inferior adhesivado con refuerzo impermeable y absorbente
- C Campo turbante
- D Bolsa Instrumental

14 Paquete Quirúrgico Angiografía F08291



- A Cubre Mesa
- B Campo angiografía con doble fenestración y refuerzo impermeable y absorbente

15 Paquete Quirúrgico Cardiovascular F08453




- A Cubre Mesa
- B Campo "U" inferior
- C Campo Cardiovascular
- D Campo Quirúrgico
- E Campo Quirúrgico con adhesivo (para pie)
- F Bolsa Instrumental

16 Paquete Quirúrgico Craneotomía F08290




- A Cubre Mesa
- B Campo con fenestración con película de incisión y bolsa colectora
- C Bolsa Instrumental

17 Paquete Quirúrgico GUP (Uro/Ginecología)



- A Cubre Mesa
- B Campo inferior adhesivado con refuerzo impermeable y absorbente
- C Campo superior adhesivado con refuerzo impermeable y absorbente
- D Campo lateral adhesivado con refuerzo impermeable y absorbente
- E Bolsa Instrumental
- F Perna
- G Campo trasero
- H Bolsa Instrumental

18 Paquete Quirúrgico Universal F08449



- A Cubre Mesa
- B Campo inferior adhesivado con refuerzo impermeable y absorbente
- C Campo superior adhesivado con refuerzo impermeable y absorbente
- D Campo lateral adhesivado con refuerzo impermeable y absorbente
- E Bolsa Instrumental

Odontologia


Paquete para Odontologia

- Paquete Básico para Odontologia;
- Paquete de Implantologia;
- Paquete de Periodoncia

PolarFix
ESSENCIAL À SAÚDE


Paquete para Odontologia

1 Paquete Básico para Odontologia (F08131)




- A** Camisolín desechable
- B** Toalla absorbente
- C** Cubre Mesa
- D** Campo con fenestración (Paciente)

2 Paquete de Implantologia (F08095)



- A** Cubre Mesa
- B** Toalla absorbente
- C** Camisolín desechable
- D** Protector de reflector
- E** Protector de succión
- F** Protector de silla
- G** Campo Quirúrgico
- H** Campo con fenestración (Paciente)

3 Paquete de Periodoncia (F08096)



- A** Cubre Mesa
- B** Toalla absorbente
- C** Camisolín desechable
- D** Protector de reflector
- E** Protector de succión
- F** Campo con fenestración (Paciente)

Los Paquetes para Odontologia Polar Fix son productos de alta tecnología que brindan calidad y seguridad para pacientes y profesionales de odontología. Sus Campo Quirúrgicos están hechos de material impermeable y absorbente que ayuda a mitigar los riesgos de infecciones cruzadas.



Campo Quirúrgico Estéril




Fabricado en LIA (Laminado Absorbente Impermeable).
Indicado para mesa de instrumentos y cobertura de pacientes.
Con o sin fenestra.
Con o sin adhesivo hipoalergénico.
Producto estéril

Campo oftálmico con o sin bolsa de colectora de fluidos.



Paquete Quirúrgico Estéril Sorbdrape



El Paquete Quirúrgico Estéril SORBDRAPE consiste en un conjunto de campos quirúrgicos para mesa y paciente que proporcionan protección contra transferencias cruzadas de agentes infecciosos en procedimientos quirúrgicos.

La principal ventaja del Paquete Quirúrgico Estéril SORBDRAPE es la tecnología presente en sus campos quirúrgicos. Los campos están hechos de tela laminada, asegurando al producto un nivel máximo de protección. La tecnología SORBDRAPE está apoyada sobre dos pilares:

Impermeabilización

Impermeabilización a lo largo de todo el campo quirúrgico asegurando la máxima protección para el paciente y los profesionales de la salud.


Absorción

Los campos quirúrgicos tienen propiedades de absorción en toda su extensión. Su refuerzo trilaminado está indicado para cirugías con un alto volume de fluidos.


Su alta capacidad de absorción contribuye a mantener la limpieza de la sala de operaciones, lo que resulta en una reducción del tiempo de desinfección entre procedimientos, seguridad y reducción de costos.



Camisolín Quirúrgico Estéril BVB



Mangas Raglan




Selado Ultrassónica

El Camisolín Quirúrgico Estéril BVB está hecho con un tejido trilaminado flexible y transpirable que brinda la máxima comodidad al profesional. Sobre todo, el camisolín tiene un nivel máximo de protección de acuerdo con los estándares de la American Organisation Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI), lo que le permite clasificarlo como nivel 4.

TAMAÑO	PAQUETE
G	1 unidad
EG	

AAMI ha publicado pautas sobre el rendimiento de la barrera líquida en prendas quirúrgicas en el documento AAMI Pb70. Para esto, se estableció una graduación de los niveles de barrera, centrándose en la protección de áreas críticas de las batas quirúrgicas, en las que hay una mayor posibilidad de contacto con material potencialmente infeccioso.



Las pruebas realizadas en un laboratorio estadounidense atestiguaron que la bata quirúrgica trilaminada BVB esterilizada demostró resistencia a la penetración de líquidos y virus bajo el rigor de la norma ASTM F1671, que permite clasificarla como la norma de máxima calidad de las normas estadounidenses, nivel 4 de AAMI en toda la superficie del camisolín.

AAMI NIVEL



MÁXIMA BARRERA DE FLUIDOS Y MICROBIOS

MODERADA PROTECCIÓN DE BARRERA DE FLUIDOS

MÍNIMA A BAJA PROTECCIÓN DE BARRERA DE FLUIDOS

MÍNIMA PROTECCIÓN DE BARRERA DE FLUIDOS



Toallas Húmedas para Baño Corporal sin Antiséptico Polar Fix

Indicación de uso: las Toallas Húmedas para Baño Corporal sin Antiséptico Polar Fix fueron desarrolladas para pacientes encamados. Las toallitas no tienen olor y pueden usarse para la higiene, la hidratación y la protección de la piel.



Composición: Aqua, Disodium Cocoamphodiacetate, Biosacharide Gum-1, Phenoxyethanol and Caprylyl Glycol, Aloe Barbadosis Leaf Extract, Alpha-Glucam Oligosaccharide, Tocopheryl Acetate, Allantoin, Lactic Acid, Disodium EDTA, Mineral oil, Isopropyl Palmitate / Trilaureth4 Phosphate, Rapeseed oil Sorbitol Esters, Ammonium Acryloyldimethyltaurete / VP Copolymer, Citric Acid.

Precauciones: El producto no está indicado para personas hipersensibles o alérgicas a los componentes de las Toallas Húmedas para Baño Corporal sin Antiséptico Polar Fix.

Beneficios ofrecidos:

- No contiene alcohol;
- Producto hipoalergénico;
- Dermatológicamente Comprobado;
- Fórmula con más del 90% de agua.

Vida Útil: 3 Años

Toallas Húmedas para Baño Corporal sin Antiséptico Polar Fix

Cod	Tamaño	Registro ANVISA	Paquete
F08563	20 CM x 20 CM	25351.400893/2015-31	8
F08601	20 CM x 20 CM	25351.376743/2015-61	1

para más
informaciones



Dermatológicamente
Comprobado ✓





Toallas Húmedas para Baño Corporal con Antiséptico Polar Fix



Indicación de uso: las Toallas Húmedas para Baño Corporal con Antiséptico Polar Fix fueron desarrolladas para pacientes encamados. Las toallitas no tienen olor y pueden usarse para la higiene, la hidratación y la protección de la piel. Contiene PHMB, un agente antimicrobiano con amplio espectro de acción contra microorganismos como bacterias, hongos y levaduras.



Composición: Aqua, Disodium Cocoamphodiacetate, Biosacharide Gum-1, Xylityl Sesquicaprylate, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Polyaminopropyl Biguanide, Alpha-glucanooligosaccharide, Allantoin, Tocopheryl Acetate, Lactic Acid, Disodium EDTA, Polyquaternium - 37, Propylene Glycol, Dicaprylate / Dicapratoe, PPG - 1, Trideceth -6, Citric Acid, Sorbitan Oleate, Acrylates/stearyl Methacrylate Copolymer

Beneficios ofrecidos:

- No contiene alcohol;
- Producto hipoalergénico;
- Dermatológicamente Comprobado;
- Fórmula con más del 90% de agua.

Precauciones: El producto no está indicado para personas hipersensibles o alérgicas a los componentes de las Toallas Húmedas para Baño Corporal con Antiséptico Polar Fix.

Vida Útil: 3 Años



Dermatológicamente Comprobado ✓



Toallas Húmedas para Baño Corporal con Antiséptico Polar Fix			
Cod	Tamaño	Registro ANVISA	Paquete
F08564	20 CM x 20 CM	25351.400912/2015-58	8
F08603	20 CM x 20 CM	25351.400912/2015-58	1





Non Woven - Toalla Baby



La Toalla Baby está hecha de tela de viscosa y poliéster con alta absorción. Está indicado para envolver recién nacidos. Producto estéril.

Tamaño	Paquete
1 m x 1 m	1 unidad

Toallas Desechables



La Toalla Desechable tiene muchas aplicaciones, como procedimientos asépticos y de limpieza en hospitales. Su propiedad de alta absorción y textura suave lo hacen perfecto para limpiar superficies.

Forma	Paquete
Paquete	100 unidades

Stockinette



La Stockinette está hecha de tela de algodón 100% con elasticidad transversal y bobinado uniforme en toda su extensión. Este producto se aplica en procedimientos ortopédicos de inmovilización para proteger varias partes del cuerpo.

Ancho	Largo	Paquete
4cm, 6cm, 8cm, 10cm, 12cm, 15cm 20cm, 25cm y 30cm	15m y 25m	1 unidad



Venda de Crepé

La Venda de Crepé tiene propiedades elásticas y de alta resistencia. Está indicado para aplicaciones ortopédicas o prevención contra lesiones causadas por actividades deportivas, etc. Podría usarse como terapia de compresión.



Ancho	Largo	Paquete	Tipo
10 cm, 15 cm y 20 cm	1,8 m	1 unidade	Estéril
4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm y 30 cm			No Estéril

Venda Elástica

La Venda Elástica consiste en tela de poliamida, poliéster y algodón. Está indicado para aplicaciones de terapia de compresión, prevención de lesiones en actividades deportivas. Producto no estéril.



Ancho	Largo	Paquete
5 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm y 30 cm	2,20 m	1 unidade

Yesso de Fraguado Rápido

El Yesso de Fraguado Rápido está hecho de tela de algodón 100% impregnada con yeso alfa ortopédico. Tiene una textura suave y cremosa y un corte de borde sinuoso que evita el deshilachado. Secado rápido y alta resistencia. Está indicado para la inmovilización de fracturas óseas y lesiones musculares.



Ancho	Largo	Paquete
6 cm y 8 cm	2 m	1 unidade
10 cm, 12 cm y 15 cm	3 m	
20 cm	4 m	



Compresa de Vientre



La Compresa de Vientre está hecha de tela de algodón 100%, de alta absorción. Tiene hilo detectable por rayo X. Textura suave indicada para procedimientos quirúrgicos.

Tamaño	Paquete	Tipo
10 cm x 9 cm y 25 cm x 28 cm	5 unidades	Estéril
23 cm x 25 cm y 45 cm x 50 cm	50 unidades	No Estéril



Compresa de Gasa



La Compresa de Gasa está hecha de tela de algodón 100% con alto poder de absorción. Está disponible con o sin hilo detectable por rayo X, estéril o no estéril.

Libre de manchas e impurezas, libre de almidón y blanqueador óptico. Está indicado para procedimientos quirúrgicos, absorción de secreciones y tratamiento de cuidado de heridas.

Está disponible en 9,11 o 13 hilos / cm².

Tamaño	Paquete	Tipo
7,5 cm x 7,5 cm y 10 cm x 10 cm	5, 10, 20 y 30 unidades	Estéril
	500 unidades	No Estéril





Apósito De Gasa Y Algodón Quirúrgico Polar Bec

El Apósito de Gasa y Algodón Quirúrgico Polar Bec consiste en un algodón absorbente libre de impurezas y envuelto en tela de gasa de algodón. Este producto está indicado para la absorción de secreciones en procedimientos quirúrgicos.



Tamaños	Paquete
10 cm x 15 cm	1 unidad
10 cm x 50 cm	
15 cm x 30 cm	
15 cm x 60 cm	

Venda Rayon para Quemaduras

La Venda Rayon para Quemaduras está hecho de fibras sintéticas de celulosa. Este vendaje no es adherente y está indicado para quemaduras o cualquier tratamiento de heridas que requiera alta absorción y baja adherencia. Libre de impurezas e hilos sueltos.



Ancho	Largo	Paquete	Tipo
7,5 cm	20 cm, 40 cm y	1 unidad	Estéril
	5 m		No Estéril
	5 m		

Gasa Non Woven

La Gasa Non Woven está hecha de fibra de viscosa y poliéster con altas propiedades absorbentes con o sin hilo detectable por rayo X. Está indicado para procedimientos quirúrgicos y tratamientos de cuidado de heridas.



Tamaño	Paquete	Tipo
7,5 cm x 7,5 cm y	5, 10 y 20 unidades	Estéril
10 cm x 10 cm	500 unidades	No Estéril




Rollos para Esterilización



Los Rollos para Esterilización están hechos de papel médico que proporciona resistencia mecánica, barrera microbiológica y control de porosidad para mantener el producto esterilizado. La película laminada soporta las tensiones causadas por el instrumental quirúrgico y su manipulación. Su sellado proporciona protección y permite una apertura aséptica. Los indicadores impresos de esterilización son sensibles a los procesos de esterilización por vapor y EO.

Forma	Paquete
Rollos	1 unidad

Envoltura para Esterilización SMS



La Envoltura para Esterilización SMS está hecha de SSMMMS no tejido hilado (spunbond, spunbond, meltblown, meltblown, spunbond). Este producto está indicado para envolver y proteger instrumentos quirúrgicos y productos que serán esterilizados con vapor, EO o plasma. Están disponibles en color azul o verde. Producto no estéril

Tamaños	Gramaje	Color	Paquete
30 cm x 30 cm, 40 cm x 40 cm, 50 cm x 50 cm, 60 cm x 60 cm, 75 cm x 75 cm, 90 cm x 90 cm, 100 cm x 100 cm, 120 cm x 120 cm y 150 cm x 150 cm	Ligero 40 g/m ²	Verde	50 unidades
	Pesado 50 g/m ²	Azul	
	Super Pesado 60 g/m ²		

Envoltura para Esterilización Papel Crepé



La Envoltura para Esterilización Papel Crepé consiste en 100% de celulosa. Este producto está indicado para envolver y proteger instrumentos quirúrgicos y productos que serán esterilizados por vapor, EO o gamma. Están disponibles en color blanco o verde.

Tamaño	Ancho	Paquete
20 cm x 20 cm, 30 cm x 30 cm, 40 cm x 40 cm, 50 cm x 50 cm, 60 cm x 60 cm, 75 cm x 75 cm, 90 cm x 90 cm, 100 cm x 100 cm y 120 cm x 120 cm	60 g/m ²	500 unidades
		250 unidades
		100 unidades



PolarFix[®]

ESSENCIAL À SAÚDE

Wound Care
CURATIVOS AVANÇADOS

 **SAFE PACK**
Coletores de Material Perforante

 **Star**

NON WOVEN

 **PolarInfo**

 **EUROPA**

Rua Ruzzi, 607, Sertãozinho - Mauá - SP, 09370-850

0 xx 11 4512-8600

www.polarfix.com.br

Para más
informaciones

