



Campo Cirúrgico

Campo Cirúrgico Estéril em Não Tecido Para Angiografia



Indicado na realização de procedimentos cirúrgicos, utilizado em mesa de instrumentos e cobertura de pacientes.

Especificação Técnica:

- Com fenestra.
- Com fita adesiva hipoalergênica;
- Produto estéril;
- Esterilizado a Óxido de Etileno;
- Embalado individualmente;
- Produto de uso único - Proibido reprocessar;
- Oferece segurança, conforto e maleabilidade.

Validade: 5 anos

Advertências / Precauções: Não utilizar se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada. Armazenar em local limpo e seco. Transportar na embalagem original.

Composição:

Polipropileno, viscoso e polietileno.

Código	Descrição	Embalagem	Caixa de Embarque	Anvisa
F08317	CAMPO CIRÚRGICO EST. EM NÃO TECIDO CAPA PARA ANGIOGRAFIA 2.00 M X 3.50 M (S.M.M.S)	1 unidade	16 unidades	8003400026