




Campo Cirúrgico

Campo Cirúrgico Estéril Fenestrado e Adesivado Em Não Tecido



Indicado na realização de procedimentos cirúrgicos, utilizado em mesa de instrumentos e cobertura de pacientes.

Especificação Técnica:

- Com fenestra.
- Com fita adesiva hipoalergênica;
- Produto estéril;
- Esterilizado a Óxido de Etileno;
- Embalado individualmente;
- Produto de uso único - Proibido reprocessar;
- Oferece segurança, conforto e maleabilidade.

Validade: 5 anos

Advertências / Precauções: Não utilizar se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada. Armazenar em local limpo e seco. Transportar na embalagem original.

Composição:

Polipropileno, viscose e polietileno.

Código	Descrição	Embalagem	Caixa de Embarque	Anvisa
F08218	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL FENESTRADO E ADESIVADO EM NÃO TECIDO 1.50 M X 2.20 M	1 unidade	24 unidades	8003400026