




Campo Cirúrgico

Campo Cirúrgico Estéril Fenestrado Em Não Tecido



Indicado na realização de procedimentos cirúrgicos, utilizado em mesa de instrumentos e cobertura de pacientes.

Especificação Técnica:

- Com fenestra.
- Sem fita adesiva hipoalergênica;
- Produto estéril;
- Esterilizado a Óxido de Etileno;
- Embalado individualmente;
- Produto de uso único - Proibido reprocessar;
- Oferece segurança, conforto e maleabilidade.

Validade: 5 anos

Advertências / Precauções: Não utilizar se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada. Armazenar em local limpo e seco. Transportar na embalagem original.

Composição:

Polipropileno, viscoso e polietileno.

Código	Descrição	Embalagem	Caixa de Embarque	Anvisa
F08217	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL FENESTRADO EM NÃO TECIDO 0.40 M X 0.40 C/ FENESTRA 8 CM	1 unidade	160 unidades	8003400026
F08204	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL FENESTRADO EM NÃO TECIDO 0.50 M X 0.50 C/ FENESTRA 10 CM	1 unidade	216 unidades	8003400026
F08205	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL FENESTRADO EM NÃO TECIDO 0.75 M X 0.75 C/ FENESTRA 10 CM	1 unidade	90 unidades	8003400026
F08326	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL FENESTRADO EM NÃO TECIDO 1.00 M X 1.00 C/ FENESTRA 10 CM	1 unidade	75 unidades	8003400026
F08114	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL FENESTRADO EM NÃO TECIDO 1.20 M X 1.50 C/ FENESTRA 10 CM	1 unidade	40 unidades	8003400026
F08116	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL FENESTRADO EM NÃO TECIDO 1.30 M X 1.80 C/ FENESTRA 10 CM	1 unidade	28 unidades	8003400026