



Campo Cirúrgico

Campo Cirúrgico Estéril em Não Tecido Para Cobertura Mesa de Mayo



Indicado na realização de procedimentos cirúrgicos, utilizado em mesa de instrumentos e cobertura de pacientes.

Especificação Técnica:

- Sem fenestra.
- Sem fita adesiva hipoalergênica;
- Produto estéril;
- Esterilizado a Óxido de Etileno;
- Embalado individualmente;
- Produto de uso único - Proibido reprocessar;
- Oferece segurança, conforto e maleabilidade.

Validade: 5 anos

Advertências / Precauções: Não utilizar se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada. Armazenar em local limpo e seco. Transportar na embalagem original.

Composição:

Polipropileno, viscosa e polietileno.

Código	Descrição	Embalagem	Caixa de Embarque	Anvisa
F08317	CAMPO CIRÚRGICO EST. EM NÃO TECIDO PARA COBERTURA DE MESA MAYO 60 CM X 1.40 M (S.M.M.S)	1 unidade	80 unidades	8003400026