



Campo Cirúrgico

Campo Cirúrgico Estéril Oftálmico Em Não Tecido



Indicado na realização de procedimentos cirúrgicos, utilizado em mesa de instrumentos e cobertura de pacientes.

Especificação Técnica:

- Com fenestra.
- Sem fita adesiva hipoalergênica;
- Com Bolsa;
- Produto estéril;
- Esterilizado a Óxido de Etileno;
- Embalado individualmente;
- Produto de uso único - Proibido reprocessar;
- Oferece segurança, conforto e maleabilidade.

Validade: 5 anos

Advertências / Precauções: Não utilizar se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada. Armazenar em local limpo e seco. Transportar na embalagem original.

Composição:

Polipropileno, viscoso e polietileno.

Código	Descrição	Embalagem	Caixa de Embarque	Anvisa
F08313	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL OFTÁLMICO EM NÃO TECIDO 1.00 M X 1.20 M COM BOLSA (S.M.M.S)	1 unidade	50 unidades	8003400026