



## Campo Cirúrgico

### Campo Cirúrgico Estéril em Não Tecido Perneiras



Indicado na realização de procedimentos cirúrgicos, utilizado em mesa de instrumentos e cobertura de pacientes.

**Especificação Técnica:**

- Sem fenestra.
- Com fita adesiva hipoalergênica;
- Produto estéril;
- Esterilizado a Óxido de Etileno;
- Embalado individualmente;
- Produto de uso único - Proibido reprocessar;
- Oferece segurança, conforto e maleabilidade.

**Validade:** 5 anos

**Advertências / Precauções:** Não utilizar se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada. Armazenar em local limpo e seco. Transportar na embalagem original.

**Composição:**

Polipropileno, viscose e polietileno.

Código	Descrição	Embalagem	Caixa de Embarque	Anvisa
F08448	CAMPO CIRÚRGICO EST. EM NÃO TECIDO 0.80 M X 1.30 M (PERNEIRAS)	1 unidade	36 unidades	8003400026