


Curativos Avançados

Wound Care P: Curativo de Espuma Absorvente Estéril com Silicone

Indicação de uso: O Curativo de Espuma Absorvente Estéril com Silicone Wound Care P é indicado para o tratamento de vários tipos de feridas com exsudato. Pode ser utilizado em combinação com bandagens de compressão.

O Curativo de Espuma Absorvente Estéril com Silicone Wound Care P é indicado:

- ✓ Úlceras de pressão, úlceras de perna e úlceras do pé diabético;
- ✓ Enxertos de pele;
- ✓ Queimaduras de primeiro e segundo grau.



Sacral

Absorvente Sacral com Borda


Código	Tamanho	Embalagem	Anvisa
FP0120	17cm x 17cm	3 unidades	8003400128
FP0121	22cm x 22cm	3 unidades	8003400128

Absorvente sem Borda

Código	Tamanho	Embalagem	Anvisa
FP0096	10cm x 10cm	10 unidades	8003400128
FP0098	15cm x 15cm	10 unidades	8003400128
FP0099	20cm x 20cm	3 unidades	8003400128


Absorvente com Borda

Código	Tamanho	Embalagem	Anvisa
FP0097	10cm x 10cm	10 unidades	8003400128
FP0123	15cm x 15cm	10 unidades	8003400128



Com Borda

Sem Borda



- Filme de poliuretano semipermeável
- Fibras superabsorventes
- Camadas de distribuição
- Espuma absorvente de poliuretano
- Adesivo de silicone

Para mais
informações

