

Wound Care A: Curativo de Alginato de Cálcio Estéril




Indicação de uso: Destina-se ao tratamento de feridas superficiais ou profundas, fortemente exsudativas que também podem estar sujeitas a sangramento.



O Curativo de Alginato de Cálcio Estéril Wound Care A é indicado:

- ✓ Úlceras de decúbito;
- ✓ Úlceras arteriais;
- ✓ Úlceras venosas de perna;
- ✓ Úlceras diabéticas;
- ✓ Feridas pós-operatórias;
- ✓ Lesões micóticas;
- ✓ Lesões com sangramento.



O curativo em contato com o exsudato se transforma em gel.

Curativo de Alginato de Cálcio Estéril

Código	Tamanho	Reg. Anvisa
FP0102	2 CM x 30 CM	8003400133
FP0103	10 CM x 10 CM	8003400133
FP0104	10 CM x 20 CM	8003400133

Para mais informações

