

Curativos Avançados

Wound Care **Acqua Ag**

Curativo Hidrofibra Estéril com Prata

Indicação de uso: Indicado para o uso em feridas infectadas ou com risco de infecção, com alta ou moderada quantidade de exsudatos.



**Absorve
exsudato**




Antimicrobiano



Recortável

O Curativo Hidrofibra Estéril com Prata Wound Care Acqua Ag é indicado:

- ✓ Úlceras do pé diabético, úlceras de pressão e úlceras de perna;
- ✓ Feridas cirúrgicas, pós-operatórias e feridas traumáticas;
- ✓ Feridas com tendência a sangramento;
- ✓ Feridas oncológicas e áreas enxertadas (doadora e receptora);
- ✓ Feridas infectadas ou com risco de infecção;
- ✓ Queimaduras de segundo grau.



Conforme o exsudato é absorvido para o interior do curativo, os íons de prata são liberados e inativam as bactérias impedindo sua reprodução

Curativo Hidrofibra Estéril com Prata

Acqua Ag

Código	Tamanho	Anvisa
FP0130	10cm x 10cm	8003400140
FP0131	15cm x 15cm	
FP0132	2cm x 45cm (fita)	

Para mais
informações

