

 **PolarFix**[®]
ESSENCIAL À SAÚDE



UM MUNDO DE SOLUÇÕES EM PRODUTOS HOSPITALARES



Quem Somos

A Polar Fix situa-se hoje como uma das melhores fabricantes de produtos hospitalares no Brasil. Tudo que representa a Polar Fix no segmento hospitalar pode ser resumido em uma única palavra: confiança, um requisito fundamental para quem oferece produtos destinados a área da saúde. A partir desta confiança, foram estabelecidas com os clientes sólidas parcerias, responsáveis por transformar a Polar Fix e suas marcas – Protect, Star, Safe Pack, Polarzinho – e linhas de produtos, em líder no seu segmento.

Produzindo e distribuindo uma linha completa de alta qualidade, atende aos mais rigorosos padrões de exigências, igualando-se ao que existe de melhor no mercado internacional. Para tanto, a Polar Fix busca constante aprimoramento de suas marcas e linhas de produtos através de contínuos investimentos em tecnologia e profissionais especializados, com a missão de garantir a qualidade dos seus produtos ao segmento médico – hospitalar, seus profissionais e clientes.

No seu compromisso de oferecer qualidade, a Polar Fix possui hoje estrutura comercial que se estende por todo o território nacional, central de atendimento com operadoras altamente capacitadas, além de disponibilizar o Serviço de Atendimento ao Cliente.


A empresa conta também com logística capacitada para atender de forma rápida e eficiente todo o território nacional, além de possuir frota própria para atender São Paulo e Grande São Paulo.

Desta forma a Polar Fix vem conquistando sua credibilidade através desta evolução em seu parque industrial, logística comercial e distribuição, para cada vez melhor poder atender o mercado médico hospitalar.





Wound Care F: Filme Transparente Estéril





Indicações de uso: O Filme Transparente Estéril Wound Care F é um filme que se adapta a qualquer contorno corporal e protege o tecido epitelial de fatores externos, como micro-organismos e líquidos.

O Filme Transparente Estéril Wound Care F é indicado:

- ✓ Feridas superficiais;
- ✓ Proteção de tecido epitelial novo;
- ✓ Curativo secundário para fixação de outros curativos.

Benefícios oferecidos aos pacientes:

- Redução do risco de infecção: a alta permeabilidade aos vapores de água previne o acúmulo de umidade entre a pele e o filme, evitando a proliferação bacteriana e, consequentemente, o risco de infecção. Sua impermeabilidade a bactérias permite que o mesmo atue como uma barreira mecânica;
- Minimiza frequência de troca do filme: A alta permeabilidade do filme aos gases e vapores úmidos mantém a pele seca e aumenta a aderência do filme com a pele, o que reduz a frequência de troca;
- Maior conforto do paciente: Composto por um adesivo hipoalergênico e sendo altamente permeável a gases e vapores úmidos, evita maceração e irritações da pele, aumentando o conforto do usuário;
- Visualização da ferida: Sua transparência permite a visualização da evolução da ferida (quando não aplicado sobre uma cobertura primária).



Não permite a passagem de água e bactérias.
Permite a troca de gases.

Filme Transparente Estéril		
Código	Tamanho	Cad.Anvisa
FP0081	7 CM x 5 CM	8003400112
FP0082	10 CM x 12 CM	8003400112
FP0083	10 CM x 25 CM	8003400112
FP0084	20 CM x 30 CM	8003400112

Para mais informações






Wound Care F: Filme Transparente em Rolo



Benefícios oferecidos aos pacientes:

- Minimiza frequência de troca do filme: A alta permeabilidade do filme aos gases e vapores úmidos mantém a pele seca e aumenta a aderência do filme com a pele, o que reduz a frequência de troca;
- Maior conforto do paciente: Composto por um adesivo hipoalergênico e sendo altamente permeável a gases e vapores úmidos, evita maceração e irritações da pele, aumentando o conforto do usuário;
- Visualização do curativo: Sua transparência permite a visualização do curativo possibilitando analisar a necessidade de troca do mesmo;
- Planimetria: Auxilia na aplicação, facilitando o dimensionamento do filme.



Não permite a passagem de água e bactérias.
Permite a troca de gases.

Indicações de uso: O Filme Transparente em Rolo Wound Care F é um filme que se adapta a qualquer contorno corporal e protege o tecido epitelial de fatores externos, como micro-organismos e líquidos.

O Filme Transparente em Rolo Wound Care F é indicado:

- ✓ Fixação e cobertura de curativos primários;
- ✓ Cobertura de suturas;
- ✓ Fixação de tubos, drenos e bolsas de perna;
- ✓ Proteção de proeminências ósseas (calcâneo, cotovelo, joelho, região sacra, trocanteriana);
- ✓ Cobertura protetora da pele;
- ✓ Proteção de tatuagens (usar somente depois do fim da fase exsudativa).



Filme Transparente em Rolo

Código	Tamanho	Cad.Anvisa
FP0078	5 CM x 10 M	8003400110
FP0079	10 CM x 10 M	8003400110
FP0080	15 CM x 10 M	8003400110

Produto não estéril

Para mais informações





Wound Care F: Filme Transparente Estéril IV




Indicações de uso: O Filme Transparente Estéril IV Wound Care F é um filme que se adapta a qualquer contorno corporal e protege o tecido epitelial de fatores externos, como micro-organismos e líquidos.

O Filme Transparente Estéril IV Wound Care F é indicado:

- ✓ Fixação de cateteres intravenosos, centrais e periféricos;
- ✓ Proteção do sítio de inserção e prevenção de infecção por contaminações externas.

Benefícios oferecidos aos pacientes:

- Redução do risco de infecção: a alta permeabilidade aos vapores de água previne o acúmulo de umidade entre a pele e o filme, evitando a proliferação bacteriana e, conseqüentemente, o risco de infecção. Sua impermeabilidade a bactérias permite que o mesmo atue como uma barreira mecânica;
- Minimiza frequência de troca do filme: A alta permeabilidade do filme aos gases e vapores úmidos mantém a pele seca e aumenta a aderência do filme com a pele, o que reduz a frequência de troca;
- Maior conforto do paciente: Composto por um adesivo hipoalergênico e sendo altamente permeável a gases e vapores úmidos, evita maceração e irritações da pele, aumentando o conforto do usuário;
- Fixação e visualização do catéter: Mantém o catéter em seu sítio de inserção permitindo que o paciente se movimente sem problemas de escape do mesmo. Além disso por ser transparente, promove a visualização/inspeção regular do sítio de inserção do catéter, sem precisar removê-lo.



Não permite a passagem de água e bactérias.
Permite a troca de gases.

Filme Transparente Estéril IV

Código	Tamanho	Cad.Anvisa
FP0075	5 CM x 5,7 CM	8003400111
FP0076	7 CM x 9 CM	8003400111
FP0077	9 CM x 12 CM	8003400111

Para Mais
Informações







Wound Care F: Filme Transparente Incisional Estéril



Indicações de uso: O Filme Transparente Incisional Estéril Wound Care F é um filme que se adapta a qualquer contorno corporal e protege o tecido epitelial de fatores externos, como micro-organismos e líquidos. Garante praticidade e segurança durante procedimentos de longa duração.

Benefícios oferecidos aos pacientes:

- Redução do risco de infecção: a alta permeabilidade aos vapores de água previne o acúmulo de umidade entre a pele e o filme, evitando a proliferação bacteriana e, conseqüentemente, o risco de infecção. Sua impermeabilidade a bactérias permite que o mesmo atue como uma barreira mecânica;
- Maior conforto do paciente: Composto por um adesivo hipoalergênico e sendo altamente permeável a gases e vapores úmidos, evita maceração e irritações da pele, aumentando o conforto do usuário.



Não permite a passagem de água e bactérias.
Permite a troca de gases.

Filme Transparente Incisional Estéril

Código	Tamanho	Área Adesiva	Cad.Anvisa
FP0085	36 CM x 30 CM	30 CM x 30 CM	8003400112
FP0086	51 CM x 55 CM	45 CM x 55 CM	8003400112
FP0087	62 CM x 84 CM	56 CM x 84 CM	8003400112

Para Mais
Informações







Wound Care F: Curativo Filme Transparente Pós-Operatório Estéril



Indicação de Uso: O Curativo Filme Transparente Pós-operatório Wound Care F é um curativo cirúrgico, auto aderente, absorvente, proporciona proteção de feridas com leve ou nenhum exsudato, feridas agudas tais como: feridas cirúrgicas, cortes, abrasões, lacerações, queimaduras, feridas superficiais e de espessura parcial.

Benefícios oferecidos aos pacientes:

- **Redução do risco de infecção:** consiste em um filme semipermeável e poliuretano que se adapta a qualquer contorno corporal e protege o tecido epitelial de fatores externos, como microrganismos e líquidos.
- **Maior conforto do paciente:** apresenta um pad (almofada) absorvente, macia, centralizada no filme que auxilia em feridas exsudativas.



Não permite a passagem de água e bactérias.
Permite a troca de gases.

Curativo Filme Transparente Pós-Operatório Estéril

Código	Tamanho	Tamanho PAD	Anvisa n.º
FP0106	10 CM x 25 CM	5,5 CM X 20 CM	8003409002
FP0112	9 CM x 9 CM	5 CM 3,8 CM	8003409002

Para Mais
Informações






Wound Care G: Hidrogel Amorfo com Alginato



Indicação de uso: O Hidrogel Amorfo com Alginato Wound Care G é indicado para o tratamento de feridas necróticas e/ou com exsudato. Este gel pode ser usado durante o processo de cicatrização, para proporcionar um ambiente úmido de cicatrização de feridas. Pode ser utilizado em lesões com infecções locais e sistêmicas sob a supervisão de um profissional de cuidados de saúde.

O Hidrogel Amorfo com Alginato Wound Care G é indicado:

- ✓ Hidratação de feridas secas e do tecido necrótico;
 - úlceras da perna;
 - úlceras de pressão;
 - úlceras de pé diabético.
- ✓ Desbridamento autolítico;
- ✓ Tratamento de queimaduras de primeiro e segundo grau.



Promove o desbridamento autolítico

Hidrogel Amorfo com Alginato

Código	Embalagem	Cad.Anvisa
FP0094	30 g (1 unidade)	8003400121
FP0095	85 g (1 unidade)	8003400121

Para mais informações





Wound Care A: Curativo de Alginato de Cálcio Estéril




Indicação de uso: Destina-se ao tratamento de feridas superficiais ou profundas, fortemente exsudativas que também podem estar sujeitas a sangramento.



O Curativo de Alginato de Cálcio Estéril Wound Care A é indicado:

- ✓ Úlceras de decúbito;
- ✓ Úlceras arteriais;
- ✓ Úlceras venosas de perna;
- ✓ Úlceras diabéticas;
- ✓ Feridas pós-operatórias;
- ✓ Lesões micóticas;
- ✓ Lesões com sangramento.



O curativo em contato com o exsudato se transforma em gel.

Curativo de Alginato de Cálcio Estéril

Código	Tamanho	Reg. Anvisa
FP0102	2 CM x 30 CM	8003400133
FP0103	10 CM x 10 CM	8003400133
FP0104	10 CM x 20 CM	8003400133

Para mais informações





Wound Care Acqua Ag: Curativo Hidrofibra Estéril com Prata




Indicação de uso: Indicado para o uso em feridas infectadas ou com risco de infecção, com alta ou moderada quantidade de exsudatos.

Possui dupla camada costurada de hidrofibra com íons de prata, que permitem ao produto:

- Maior resistência;
- Maior absorção;
- Maior durabilidade.

O Curativo Hidrofibra Estéril com Prata Wound Care Acqua Ag é indicado:

- ✓ Úlceras do pé diabético;
- ✓ Úlceras de pressão;
- ✓ Úlceras de perna;
- ✓ Feridas cirúrgicas e pós operatórias;
- ✓ Feridas traumáticas;
- ✓ Feridas com tendência a sangramento;
- ✓ Feridas oncológicas e áreas enxertadas (doadora e receptora).
- ✓ Feridas infectadas ou com risco de infecção;
- ✓ Queimaduras de segundo grau.



Conforme o exsudato é absorvido para o interior do curativo, os íons de prata são liberados e inativam as bactérias impedindo sua reprodução

Curativo Hidrofibra Estéril com Prata


Código	Tamanho	Reg. Anvisa
FP0130	10 CM x 10 CM	8003400140
FP0131	15 CM x 15 CM	8003400140
FP0132	02 CM x 45 CM	8003400140

Para mais informações







Wound Care H: Curativo de Hidrocolóide Estéril



Indicação de uso: Trata-se de um curativo hidrocolóide indicado para o tratamento de feridas de leve a moderada exsudação, feridas crônicas de cicatrização lenta, abrasões, úlceras de perna (venosa, arteriais e mista), úlceras diabéticas, queimaduras de 1º ou 2º grau, áreas doadoras de enxertos de pele, feridas de ostomia para proteger a pele do efluente estomacal e prevenção de feridas de úlceras de pressão em áreas sujeitas a maior atrito como cotovelos, calcanhares e sacral. Também pode ser utilizado em curativos pós-operatórios para proteção da linha de sutura.

Benefícios oferecidos aos pacientes:

- **Redução do risco de infecção:** o ambiente úmido da ferida criada sob o curativo acelera o processo de cicatrização natural, reduz a dor e protege a ferida contra bactérias e outros contaminantes externos.
- **Maior conforto do paciente:** os curativos são flexíveis e adaptáveis e moldam-se a contornos anatômicos difíceis, aderindo facilmente a superfícies de pele seca ou úmidas. Adesão suave e segura que não irrita a pele.
- **Planimetria:** possui planimetria para facilitar o dimensionamento da lesão.



Não permite a passagem de água e bactérias.
Permite a troca de gases.

Curativo de Hidrocolóide Estéril

Código	Tamanho	Tipo	Cad. Anvisa
FP0107	10 CM x 10 CM	Extra fino	8003400132
FP0108	10 CM x 10 CM	Regular c/ borda	8003400132
FP0109	15 CM x 15 CM	Regular c/ borda	8003400132
FP0110	20 CM x 20 CM	Regular c/ borda	8003400132
FP0111	22 CM x 22 CM	Sacral	8003400132

Para mais informações





Wound Care P: Curativo de Espuma Absorvente Estéril com Silicone



Indicação de uso: O Curativo de Espuma Absorvente Estéril com Silicone Wound Care P é indicado para o tratamento de vários tipos de feridas com exsudato. Pode ser utilizado em combinação com bandagens de compressão.

Curativo destinado para o tratamento de feridas, tais como:

- ✓ Úlceras de pressão;
- ✓ Úlceras da perna;
- ✓ Úlceras de pé diabético;
- ✓ Enxertos de pele;
- ✓ Queimaduras de primeiro e segundo grau.

Com Borda



Sacrin



Sem Borda

Absorvente Com Borda

Código	Tamanho	Embalagem	Cad.Anvisa
FP0097	10 CM x 10 CM	10 Unidades	8003400128
FP0123	15 CM x 15 CM	10 Unidades	8003400128
FP0100	18,5 CM x 18,5 CM	3 Unidades	8003400128

Absorvente Sacrun Com Borda

Código	Tamanho	Embalagem	Cad.Anvisa
FP0120	17 CM x 17 CM	3 Unidades	8003400128
FP0121	22 CM x 22 CM	3 Unidades	8003400128

Absorvente Sem Borda

Código	Tamanho	Embalagem	Cad.Anvisa
FP0096	10 CM x 10 CM	10 Unidades	8003400128
FP0098	15 CM x 15 CM	10 Unidades	8003400128
FP0099	20 CM x 20 CM	3 Unidades	8003400128

Para Mais
Informações





Wound Care P: Curativo de Espuma Absorvente Estétil



Indicações de uso: O Curativo de Espuma Absorvente Estétil Wound Care P é indicado para:

- Proteção em traqueostomia e drenos de diâmetro apropriado;
- Feridas com leve e moderado exsudato;
- Feridas superficiais;
- Proteção de tecido epitelial novo.
- Traqueostomia infantil.

Benefícios oferecidos aos pacientes:


- Macio
- Não adere
- Absorvente
- Recortável



Espuma Absorvente



Traqueostomia Dreno



Não permite a passagem de água e bactérias

Curativo de Espuma Absorvente Estétil Wound Care P

Código	Tamanho	Cad.Anvisa
FP0105	10 CM x 10 CM	8003400113
FP0122	15 CM x 15 CM	8003400113
FP0090	20 CM x 20 CM	8003400113

Curativo de Espuma Absorvente Estétil Traqueostomia/Dreno Wound Care P

Código	Tamanho	Cad.Anvisa
FP0088	6 CM x 7 CM (Dreno)	8003400113
FP0089	9 CM x 9 CM (Traqueostomia)	8003400113

Para Mais Informações





Fixador de Tubos e Sondas Nasais



Indicação de uso: Fixação e estabilização de tubos e sondas nasais.



- ✓ Isento de látex de borracha natural;
- ✓ Produto não estéril;
- ✓ Produto de fácil adaptação;
- ✓ Pronto uso;
- ✓ Melhor e maior fixação e estabilidade de tubos e sondas.



Fixador de Tubos e Sondas Nasais Polar Fix

Código	Tamanho	Embalagem	Cad. Anvisa
F08716	G	1 unidade	8003400137

Para mais informações





Rosifix: Bandagem de Curto Estiramento



Indicações de uso: A Bandagem de Curto Estiramento Rosifix é designada para:

- Terapêutica de compressão: em afecções flebológicas e linfedemas, por exemplo, varizes, insuficiência venosa, tromboflebite, flebotrombose, síndrome pós-trombótica, insuficiência venosa crônica dos graus I a III, úlcera venosa da perna, em caso de edemas, após esclerose e intervenções cirúrgicas;
- Terapêutica de suporte e alívio: para profilaxia e tratamento de contusões, distorções, lesões tendinosas e luxações.

Rosifix: Bandagem de Curto Estiramento

Código	Tamanho	Cad.Anvisa
F08581	6 CM x 5 M	8003400103
F08582	8 CM x 5 M	8003400103
F08583	10 CM x 5 M	8003400103

Produto não estéril

Para mais informações



Rosifix Soft: Bandagem de Espuma



Indicações de uso: A Bandagem de Espuma Rosifix Soft é indicada para alcochoar membros sob bandagens compressivas aplicadas em indicações de linfologia e flebologia. Ela pode ser utilizada em combinação com bandagem de curto estiramento em terapias compressivas, para distribuir uniformemente a compressão aplicada pela bandagem aos membros, garantindo um tratamento seguro sem constrição. Além disso, a Rosifix Soft é apropriada como revestimento sob gesso ortopédico e para proteção de curativos, cânulas ou talas.

Rosifix Soft: Bandagem de Espuma

Código	Tamanho	Cad.Anvisa
F08584	10CM x 0,4CM x 2,5M	8003400104
F08585	12CM x 0,4CM x 2,5M	8003400104

Produto não estéril

Para mais informações





Tensifix: Bandagem Elástica Adesiva



Indicações de uso: A Bandagem Tensifix é indicada para compressão em distensões, torções, fraturas específicas, veias varicosas, úlceras, proteção e imobilização de curativos, cirurgias ortopédicas e obstétricas.



Tensifix: Bandagem Elástica Adesiva

Código	Tamanho	Cad.Anvisa
F08702	10CM x 4,5M	8003400072


Produto não estéril

Para mais
informações





Aderefix: Bandagem Autoaderente



Indicações de uso: A Bandagem Aderefix é indicada para proteção da musculatura, compressão, imobilização e fixação de curativos.



Aderefix: Bandagem Autoaderente

Código	Tamanho	Cad.Anvisa
F08429	2,5CM x 4,5M	8003400071
F08430	5CM x 4,5M	8003400071
F08431	7,5CM x 4,5M	8003400071
F08432	10CM x 4,5M	8003400071

Produto não estéril

Para mais
informações






Toalhas Umedecidas Para Banho de Acamados Polar Fix

Com ou sem Antisséptico



Indicações de uso: As Toalhas Umedecidas Para Banho de Acamados Polar Fix foram desenvolvidas para banho e higiene geral de pacientes acamados. São lenços inodoros que desempenham as funções de higienização, hidratação e proteção da pele.



Benefícios oferecidos aos pacientes:

- Não contém álcool;
- Produto hipoalergênico;
- Dermatologicamente testado;
- Preservação do ecossistema cutâneo;
- Não precisa de enxague;
- Formulação com mais de 90% de água.



Sua formulação contém PHBM, um agente antimicrobiano com um amplo espectro de ação contra microrganismos como bactérias, fungos e leveduras. Recomenda-se o uso a cada 3 dias.

Validade: 3 Anos

Toalhas Umedecidas Para Banho de Acamados Com Antisséptico Polar Fix		
Código	Tamanho	Processo
F08564	20 CM x 20 CM	25351.400912/2015-58

Validade: 3 Anos

Toalhas Umedecidas Para Banho de Acamados Polar Fix		
Código	Tamanho	Processo
F08563	20 CM x 20 CM	25351.400893/2015-31

Para mais informações



Para mais informações





Toalhas Umedecidas Para Higienização Polar Fix

Com ou sem Antisséptico



Indicações de uso: A Toalha Umedecida Para Higienização Polar Fix foi desenvolvida para higiene geral do paciente e limpeza íntima externa antes da coleta de exames laboratoriais. São lenços inodoros que desempenham as funções de higienização, hidratação e proteção da pele.

Benefícios oferecidos aos pacientes:

- Não contém álcool;
- Produto hipoalergênico;
- Dermatologicamente testado;
- Preservação do ecossistema cutâneo;
- Não precisa de enxague;
- Formulação com mais de 90% de água.



Sua formulação contém PHBM, um agente antimicrobiano com um amplo espectro de ação contra microrganismos como bactérias, fungos e leveduras.

Validade: 3 Anos

Toalhas Umedecidas Para Higienização Com Antisséptico Polar Fix		
Código	Tamanho	Processo
F08603	20 CM x 20 CM	25351.400912/2015-58



Validade: 3 Anos

Toalhas Umedecidas Para Higienização Polar Fix		
Código	Tamanho	Processo
F08602	20 CM x 20 CM	25351.376743/2015-61





Compressa Non Woven - Toalha Baby



Confeccionada em viscose e poliéster, com alto poder de absorção. Indicada para limpar e envolver bebês após o parto. Produto estéril.

DIMENSÃO	EMBALAGEM
1 m x 1 m	1 unidade

Toalha Descartável



Toalha Descartável é indicada para procedimentos assépticos, higienização de ambiente hospitalar, banho de leito e proteção de caixas cirúrgicas. Devido sua alta absorção e textura é indicada para limpeza de instrumentos, equipamentos e superfícies. Este produto é usado em diversos consultórios, clínicas de estética e salões de beleza.

FORMATO	DIMENSÃO	EMBALAGEM
Pacote	30 cm x 35 cm	100 unidades

Algodão Hidrófilo



Confeccionado em fibras 100% algodão, macio e absorvente. Indicado para assepsia, higiene infantil e absorção de líquidos. Produto não estéril.

FORMATO	DIMENSÃO	EMBALAGEM
Rolo		500 g
Bolas		100 g

Fralda Descartável



Confeccionada com flocos de gel superabsorventes e cobertura filtrante, oferecendo uma excelente absorção de líquidos, menor umidade e maior conforto.

Possui fitas adesivas duplas, canaletas absorventes e elásticos nas pernas, para um melhor ajuste, evitando vazamentos e proporcionando segurança e conforto. Desenho anatômico, para oferecer eficiência, comodidade e liberdade de movimentos.

Produto não estéril.

TIPO	TAMANHO	EMBALAGEM
Infantil	P	10 unidades
	M	9 unidades
	G	8 unidades
	EG	7 unidades
Geriátrica	P, M, G e EG	10 unidades

Hastes Flexíveis



Confeccionado com as Hastes de Polipropileno e extremidades de algodão hidrófilo. Indicado para Assepsia e higiene infantil.

FORMATO	EMBALAGEM
Caixa	75 Unidades

O Kit Cirúrgico Geral Estéril SORBDRAPE consiste em um conjunto de campos cirúrgicos para mesa e paciente que proporcionam proteção contra transferências cruzadas de agentes infecciosos em procedimentos cirúrgicos.

A principal vantagem do Kit Cirúrgico Geral Estéril SORBDRAPE é a tecnologia presente nos seus campos cirúrgicos, que confere ao produto nível de proteção máxima.

Vantagens



Proteção

Maior proteção para o paciente e aos profissionais envolvidos nos procedimentos;



Absorção e Impermeabilização

Alto poder de absorção e impermeabilização em toda a sua extensão.



Proteção Contra Agentes Infecciosos

Proteção contra transferências cruzadas de agentes infecciosos.



Tempo e Custos

Redução de tempo e custos com desinfecção do centro cirúrgico



ABNT

Atendem a todos requisitos da norma ABNT NBR 16064.

Saiba Mais




Camada Absorvente

Camada Impermeável

AAMI
NÍVEL 4


Kit Cirúrgico Geral Estéril (Sorbdrape)

1 Kit Cirúrgico Universal Estéril c/ Mesa Mayo F08272



- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Cobertura para mesa de Mayo
- C** Campo inferior com fita adesiva
- D** Campo superior com fita adesiva
- E** Campos laterais com fita adesiva
- F** Passa Tubos
- G** Bolsa de instrumentos

2 Kit Cirúrgico Universal Estéril F08273



- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Campo inferior com fita adesiva
- C** Campo superior com fita adesiva
- D** Campos laterais com fita adesiva
- E** Passa Tubos
- F** Bolsa de instrumentos



Kit Cirúrgico




Confeccionado do tradicional SSMMMS, garantindo efetivamente uma proteção entre o paciente e o profissional da saúde, além de atuar como barreira bacteriológica, evitando transferências cruzadas de agentes infecciosos durante os procedimentos cirúrgicos. Nossos kits são montados com componentes adequados para os mais diversos procedimentos cirúrgicos, sendo efetivamente uma solução prática, pronto uso, estéril, uma arma eficiente para minimizar o risco de infecção cruzada, obtendo o melhor custo benefício.

EMBALAGEM


1 unidade

1 Kit Cirúrgico Geral Estéril F08436




- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Cobertura para mesa de Mayo
- C** Campo inferior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- D** Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- E** Campos laterais com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- F** Bolsa de instrumentos

2 Kit Cirúrgico Universal Estéril F08437




- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Campo inferior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- C** Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- D** Campos laterais com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- E** Bolsa de instrumentos

3 Kit Cirúrgico Universal em "U" Estéril F08274



- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Cobertura para mesa de Mayo
- C** Campo inferior em U com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- D** Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- E** Bolsa de instrumentos


4 Kit Cirúrgico Joelho / Ombro / Quadril / Ortopedia Geral Estéril (sem bolsa coletora) F08280



- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Campo impermeável em U (campo de aproximação)
- C** Campo joelho/ombro com fenestra elástica, com ou sem bolsa coletora
- D** Perneira impermeável
- E** Tiras adesivas
- F** Bolsa de instrumentos




5 Kit Cirúrgico Joelho / Ombro / Quadril / Ortopedia Geral Estéril - F08283 (Quadril)




- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Campo impermeável em U (campo de aproximação)
- C** Campo de quadril com fenestra elástica
- D** Perneira impermeável
- E** Tiras adesivas
- F** Bolsa de instrumentos

6 Kit Cirúrgico Joelho / Ombro / Quadril / Ortopedia Geral Estéril F08279




- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Campo impermeável em U (campo de aproximação)
- C** Campo inferior em U
- D** Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- E** Perneira impermeável
- F** Tiras adesivas
- G** Bolsa de instrumentos

7 Kit Cirúrgico Mãos e Extremidades F08282




- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Campo de mãos com fenestra elástica
- C** Bolsa de instrumentos

8 Kit Cirúrgico GUP (Gineco-Uro-Procto) com campo inferior em "U" F08288




- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Perneiras com fita
- C** Campo inferior em U
- D** Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- E** Bolsa de instrumentos

9 Kit Cirúrgico GUP (Gineco-Uro-Procto) F08315




- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Perneiras com fita
- C** Campo inferior com bolsa coletora
- D** Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- E** Bolsa de instrumentos

10 Kit Cirúrgico Cesárea Estéril F08483



- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Campo para cesárea com bolsa coletora
- C** Manta para bebê
- D** Bolsa de instrumentos


11 Kit Cirúrgico Parto Normal Estéril F08285



- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Perneiras com fita
- C** Campo inferior para parto com bolsa coletora
- D** Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- E** Manta para bebê




12 Kit Cirúrgico Otorrino Estéril F08289




- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Campo otorrino com fenestra e adesivo
- C** Campo cirúrgico

13 Kit Cirúrgico - Cabeça e Pescoço Estéril F08270




- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Campo inferior em U com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- C** Campo turbante
- D** Bolsa de instrumentos

14 Kit Cirúrgico Angiografia (Hemodinâmica) Estéril F08291




- A** Cobertura pra mesa instrumental
- B** Campo angiografia com dupla fenestra e reforço absorvente/impermeável

15 Kit Cirúrgico Cardiovascular I Estéril F08453




- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Cobertura para mesa de varal
- C** Cobertura para mesa de Mayo
- D** Campo cirúrgico em U
- E** Campos cirúrgicos com adesivo
- F** Campo cardiorácico
- G** Campo cirúrgico
- H** Bolsa de instrumentos

16 Kit Cirúrgico Crânio (Neuro) Estéril F08290




- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Campo com fenestra, adesivo incisional e bolsa coletora
- C** Bolsa de instrumentos

17 Kit Cirúrgico GUP(Gineco - Uro - Procto) Laparoscopia Estéril F08459



- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Campo inferior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- C** Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- D** Campo lateral com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- E** Bolsa de instrumentos
- F** Perneira
- G** Campo inferior
- H** Bolsa para pinças de laparoscopia


18 Kit Cirúrgico Universal Estéril F08449



- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Campo inferior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- C** Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- D** Campos laterais com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- E** Bolsa de instrumentos



Campo Cirúrgico Estéril Em Não Tecido



Indicado para mesa de instrumentos e cobertura de pacientes.
Com ou sem janela.
Com ou sem fita adesiva hipoalergênica.
Produto estéril.

EMBALAGEM

1 unidade


1 Campo Cirúrgico Estéril Em Não Tecido Para Cobertura Mesa de Mayo F08312



DIMENSÃO

0,60 m x 1,40 m

2 Campo Cirúrgico Estéril Fenestrado Em Não Tecido



DIMENSÃO

0,40 m x 0,40 m; 0,50 m x 0,50 m; 0,75 m x 0,75 m; 1,00 m x 1,00 m; 1,20 m x 1,50 m e 1,30 m x 1,80 m

3 Campo Cirúrgico Estéril Fenestrado e Adesivado Em Não Tecido



DIMENSÃO

0,75 m x 0,75 m; 1,00 m x 1,00 m; 1,20 m x 1,20 m e 1,50 m x 2,20 m

4 Campo Cirúrgico Estéril Em Não Tecido Angiografia F08317



DIMENSÃO

2,00 m x 3,50 m

5 Campo Cirúrgico Estéril Oftálmico Em Não Tecido F08313



DIMENSÃO

1,00 m x 1,20 m

6 Campo Cirúrgico Estéril Em Não Tecido Perneiras F08448



DIMENSÃO

0,80 m x 1,30 m



Kits Odontológicos

Lançamento
Linha
Odontológica







- Kit Odontológico Básico
- Kit Odontológico para Implante
- Kit Odontológico para Periodontia

PolarFix
ESSENCIAL À SAÚDE









Kit Odontológico

1 Kit Odontológico Básico (F08131)

A  1 Unidade	B  1 Unidade	C  1 Unidade	D  1 Unidade
--	--	--	--







- A** Avental descartável
- B** Toalha absorvente
- C** Campo de mesa absorvente impermeável
- D** Campo fenestrado absorvente impermeável

2 Kit Odontológico p/ Implante (F08095)

A  1 Unidade	B  2 Unidades	C  2 Unidades	D  1 Unidade	E  2 Unidades
F  1 Unidade	G  1 Unidade	H  1 Unidade		

- A** Campo de mesa absorvente impermeável
- B** Toalha absorvente
- C** Avental descartável
- D** Protetor de refletor
- E** Capa p/ sugador
- F** Capa para cadeira
- G** Campo de bancada absorvente impermeável
- H** Campo fenestrado absorvente impermeável

3 Kit Odontológico p/ Periodontia (F08096)

A  1 Unidade	B  2 Unidades	C  2 Unidades	D  1 Unidade	E  2 Unidades
F  1 Unidade				


- A** Campo de mesa absorvente impermeável
- B** Toalha absorvente
- C** Avental descartável
- D** Protetor de refletor
- E** Capa p/ sugador
- F** Campo fenestrado absorvente impermeável

Os Kits Odontológicos Descartáveis Polar Fix são produtos de alta tecnologia, qualidade e segurança. Os seus campos cirúrgicos são feitos de um material impermeável e absorvente que contribui para mitigação dos riscos de infecções cruzadas.


Essa solução combina conforto, maleabilidade e alta resistência. Uma solução prática e pronta para o uso.



Avental Cirúrgico Estéril BVB Barreira Viral



Mangas Raglan



Solda Ultrassônica

Confeccionado em trilaminado de polipropileno, com camada de filme respirável e punho em malha.

Indicado como barreira contra vírus e bactérias de dimensões a partir de 0,027 microns, inclusive o HBV, HCV e HIV, aprovada pelo Laboratório Nelson, atendendo ao padrão F1671 da ASTM (American Society for Testing and Material).

Tiras na cintura e velcro no pescoço.

Produto estéril.

TAMANHO	EMBALAGEM
G	1 unidade
EG	

Avental Cirúrgico Reforço Total



Reforço em toda a sua extensão

Confeccionado em 100% polipropileno e 100% polietileno, com punho em malha.

Indicado para proteção dos profissionais em procedimentos cirúrgicos, que exigem uma barreira contra líquidos.

Tiras na cintura e velcro no pescoço.

Produto estéril.

TAMANHO	EMBALAGEM
G	1 unidade
EG	



Avental Cirúrgico Estéril



Confeccionado em trilaminado de não tecido 100% polipropileno SMS (Spunbond, Meltblown, Spunbond), com punho em malha.

Indicado como barreira bacteriana.

Com e sem reforço nas mangas e frontal.

Tiras na cintura e velcro no pescoço.

Produto estéril.

TAMANHO	EMBALAGEM
G	1 unidade
EG	

Avental para Procedimento Impermeável



Confeccionado em não tecido 100% polipropileno e filme de polietileno, manga longa com punho de látex.

Indicado em procedimentos hospitalares, laboratoriais e exames, podendo ser utilizado por equipe médica, enfermeiros e pacientes a fim de fornecer proteção da saúde e minimização da transmissão de microorganismos.

Produto não estéril.

COR	GRAMATURA	EMBALAGEM
Branco	30 g/m ²	10 unidades
Azul	50 g/m ²	10 unidades



Avental para Procedimento



Confeccionado em SMS, com punho de malha.
Indicado em procedimentos laboratoriais e exames, podendo ser utilizado por equipe médica, enfermeiros, pacientes e visitantes.
Tiras na cintura e pescoço.
Produto não estéril.

COR	GRAMATURA	EMBALAGEM
Amarelo	30 g/m ²	10 unidades

Avental Descartável



Confeccionado em Spunbond, (100% polipropileno) com punho em látex.
Indicado em procedimentos laboratoriais e exames, podendo ser utilizado por equipe médica, enfermeiros, pacientes e visitantes.
Tiras na cintura e pescoço.
Produto não estéril.

COR	GRAMATURA	EMBALAGEM
Branco	30 g/m ² e 50 g/m ²	10 unidades

Avental Descartável em Não Tecido Easy Wear



Confeccionado em 100% polipropileno.
Indicado em procedimentos laboratoriais e exames, podendo ser utilizado por equipe médica, enfermeiros, pacientes e visitantes. Sua confecção em polipropileno oferece proteção a um preço acessível.
Produto não estéril.

COR	GRAMATURA	EMBALAGEM
Branco	30 g/m ²	10 unidades



Avental Descartável Plus Não Tecido sem Manga para Paciente



Confeccionado em 100% polipropileno.

Indicado para procedimentos laboratoriais e exames, podendo ser utilizado por equipe médica, enfermeiros e pacientes.

Sem Manga.

Produto não estéril.

COR	GRAMATURA	EMBALAGEM
Azul	30 g/m ²	10 unidades

Máscara Descartável PFF2



Confeccionado em não tecido polipropileno - SMS. As máscaras possuem clipe nasal confeccionado em alumínio plastificado, tiras elásticas em elastano e poliamida. Atua como barreira protetora que evita a propagação de contaminação entre usuários. A principal característica da máscara PFF2 é a capacidade de filtrar qualquer partícula, seja ela um vírus, bactérias, fumaça ou poeira. Constituída de várias camadas de polímeros não tecido que cria uma vedação hermética contra o rosto do usuário, com fixação por tiras elásticas. Produto não estéril.

COR	EMBALAGEM
Branco	Caixa c/ 25 unidades

Máscara Descartável



98% BFE

Confeccionada em 100% não tecido de polipropileno. As máscaras possuem clipe nasal confeccionado em alumínio plastificado, tiras elásticas. Indicado para servir de barreira física à propagação de contaminantes, particulados entre outros.

Isento de Látex.

Produto não estéril.

CAMADA	EMBALAGEM
Tripla	Caixa c/ 50 unidades




Embalagem para Esterilização Protect



Confeccionada em papel grau cirúrgico e filme laminado. Papel grau cirúrgico que garante a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle de porosidade para a manutenção da esterilidade. Filme laminado que suporta as tensões de manipulação, triplamente selado, garantindo proteção e possibilitando abertura asséptica. Com indicador impresso para os processos de óxido de etileno e a vapor na área de selagem. Produto não estéril.

FORMATO	EMBALAGEM
Bobina	1 unidade

Wraps para Esterilização



Confeccionado em trilaminado de não tecido 100% polipropileno SMS (Spunbond, Meltblown, Spunbond). Indicado para envolver e proteger instrumentos cirúrgicos e materiais a serem esterilizados a vapor, óxido de etileno ou plasma de peróxido de hidrogênio. Disponível nas cores verde e azul. Produto não estéril.

DIMENSÃO	GRAMATURA	COR	EMBALAGEM
30 cm x 30 cm, 40 cm x 40 cm, 50 cm x 50 cm, 60 cm x 60 cm, 75 cm x 75 cm, 90 cm x 90 cm, 100 cm x 100 cm, 120 cm x 120 cm e 150 cm x 150 cm	Leve 40 g/m ²	Verde	50 unidades
	Pesado 50 g/m ²	Azul	
	Super pesado 60 g/m ²		

Papel Crepado



Confeccionado em 100% celulose. Indicado para envolver e proteger instrumentos cirúrgicos e materiais a serem esterilizados a vapor, óxido de etileno ou irradiação gama. Disponível nas cores branca ou verde. Produto não estéril.

DIMENSÃO	GRAMATURA	EMBALAGEM
20 cm x 20 cm, 30 cm x 30 cm, 40 cm x 40 cm, 50 cm x 50 cm, 60 cm x 60 cm, 75 cm x 75 cm, 90 cm x 90 cm, 100 cm x 100 cm e 120 cm x 120 cm	60 g/m ²	500 unidades
		250 unidades
		100 unidades



Compressa Campo Operatório



Confeccionada em tecido 100% algodão, altamente absorvente. Possui marcador radiopaco para detecção em Raio X. Macia e tratada especialmente para fins cirúrgicos. Com dupla embalagem.

DIMENSÃO	EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO
10 cm x 9 cm e 25 cm x 28 cm	5 unidades	Estéril
23 cm x 25 cm e 45 cm x 50 cm	50 unidades	Não estéril

Compressa de Gaze



Confeccionada em tecido 100% algodão com alto poder de absorção. Com ou sem fio radiopaco.

Livre de manchas e impurezas, isenta de amido e alvejante óptico. Indicada para procedimentos cirúrgicos, para absorção de secreções e curativos em geral. Possui 9, 11 ou 13 fios por cm².

DIMENSÃO	EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO
7,5 cm x 7,5 cm e 10 cm x 10 cm	5, 10 e 20 unidades 500 unidades	Estéril Não estéril

Gaze em Rolo



Confeccionada em tecido 100% algodão, isento de impurezas, macio, alvejado, altamente absorvente e suas dobras não permitem o desfiamento.

Apresenta-se em formato de bobina, medindo 91 cm por 91 m. Indicada para diversos tipos de curativos, confecção de chumaços de algodão e torundas. Possui 9, 11 ou 13 fios por cm². Produto não estéril.

EMBALAGEM
1 unidade



Compressa para Curativo Cirúrgico Estéril Polar Bec



Confeccionada por uma camada de 100% algodão, isento de impurezas, envolto por uma camada de gaze macia, alvejada e tratada especialmente para fins cirúrgicos.

Indicada para curativos em geral com a finalidade de absorver secreções.

Produto estéril.

DIMENSÃO	EMBALAGEM
10 cm x 15 cm	1 unidade
10 cm x 50 cm	
15 cm x 30 cm	
15 cm x 60 cm	

Atadura de Rayon



Confeccionada em fibras sintéticas 100% rayon.

Indicada para curativos decorrentes de queimaduras ou onde necessite alta absorção e baixa aderência.

Livre de impurezas, rasgos e fios soltos.

LARGURA	COMPRIMENTO	EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO
7,5 cm	20 cm, 40 cm e	1 unidade	Estéril
	5 m		Não estéril
	5 m		

Compressa Non Woven



Confeccionada em viscose e poliéster, com alto poder de absorção, com ou sem fio radiopaco.

Indicada para absorção de secreções, curativos e cirurgias em geral.

DIMENSÃO	EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO
7,5 cm x 7,5 cm e	5, 10 e 20 unidades	Estéril
10 cm x 10 cm	500 unidades	Não estéril



Colar Cervical de Espuma



Confeccionado em espuma de poliuretano, envolto em tecido 100% algodão.

Indicado para uso ortopédico na imobilização parcial do pescoço para tratamento de dores no pescoço e/ou coluna.

Produto não estéril.

TAMANHO	EMBALAGEM
PP, P, M e G	1 unidade

Colar Cervical



Confeccionado em plástico de alta resistência, revestido com espuma macia tipo EVA (Etil Vinil Acetato) especial, padrão de cores universal.

Indicado como suporte para a coluna cervical durante a remoção do acidentado, nos casos de traumatismos, torcicolos, artrites, artroses e outras afecções da coluna cervical.

Produto não estéril.

TAMANHO	COR	EMBALAGEM
PP	Lilás	1 unidade
P	Azul	
M	Laranja	
G	Verde	

Tala Aramada



Confeccionada em espuma de poliuretano flexível, espuma de poliuretano semi-rígida e arame galvanizado.

Indicada para imobilização provisória dos membros superiores e inferiores em caso de suspeita de fraturas, traumatismos, torções e outras afecções traumáticas destes membros, em procedimentos de atendimento pré-hospitalar, na remoção e transporte do acidentado, evitando o agravamento da lesão.

Produto não estéril.

TAMANHO	EMBALAGEM
PP, P, M, G, GG e EG	1 unidade



Atadura de Crepom



Confeccionada a partir de propriedades elásticas e alta resistência. Indicada para aplicações ortopédicas ou na prevenção de lesões em atividades esportivas, entre outras. Pode ser usado em terapia compressiva.

LARGURA	COMPT	EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO
10 cm, 15 cm e 20 cm	1,8 m	1 unidade	Estétil
4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm e 30 cm			Não estétil

Atadura Elástica



Confeccionada em poliamida, poliéster e algodão. Indicada para terapias compressivas, prevenção de lesões em atividades esportivas ou a critério do médico. Pode ser usada em procedimentos ortopédicos. Produto não estétil.

LARGURA	COMPRIMENTO	EMBALAGEM
5 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm e 30 cm	2,20 m	1 unidade

Artigo Ortopédico Moldável



Confeccionado em tecido 100% algodão, impregnado por gesso alfa tipo ortopédico. Apresenta textura suave e cremosa proporcionando fácil moldagem e corte lateral sinuoso que evita o desfiamento ou garroteamento. Secagem rápida e alta resistência. Indicado para procedimentos de imobilização como fraturas ósseas, lesões musculares, correções, entre outros. Produto não estétil.

LARGURA	COMPRIMENTO	EMBALAGEM
6 cm e 8 cm	2 m	1 unidade
10 cm, 12 cm e 15 cm	3 m	
20 cm	4 m	

Atadura de Algodão



Confeccionada em fibras 100% algodão cru e hidrofóbico. Apresenta forma de manta com camada de goma em uma das faces aumentando sua resistência, enrolamento uniforme em toda sua extensão. Indicada para procedimentos de imobilização ortopédica no acolchoamento e proteção entre a malha tubular e o Artigo Ortopédico Moldável. Produto não estétil.

LARGURA	COMPRIMENTO	EMBALAGEM
6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm e 20 cm	1 m, 1,5 m e 1,8 m	12 unidades

Malha Tubular



Confeccionada em 100% algodão, com elasticidade no sentido transversal e enrolamento uniforme em toda sua extensão. Indicada como auxiliar em procedimentos de imobilização ortopédica, para proteção entre a pele e a Atadura de Algodão. Produto não estétil.

LARGURA	COMPRIMENTO	EMBALAGEM
4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm e 30 cm	15 m e 25 m	1 unidade



Coletor de Material Perfurocortante Polar Fix



Confeccionado em material que proporciona segurança total ao usuário. Indicado para descarte e transporte de materiais infectantes, cortantes, perfurantes. Revestido de papelão couro ondulado. Atende aos requisitos de resistência das alças, estabilidade, compressão localizada, perfuração, vazamento e travamento da tampa. Produto não estéril.

CAPACIDADE	COR	EMBALAGEM
1,5 L, 3 L, 7 L, 13 L e 20 L	Amarelo ouro	1 unidade



1,5 L com Descartador de Agulhas

Papel Lençol Polar Fix



Confeccionado em 100% Fibras Naturais e em 100% Celulose. Indicado como forro de maca em ambiente hospitalar. Macio, higiênico e econômico. Produto não estéril.

LARGURA	COMPRIMENTO	EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO
50 cm e 70 cm	50 m	1 unidade	Picotado
50 cm e 70 cm			

Lençol Descartável Não Tecido



Confeccionado SMS - polipropileno. Não tecido com elástico. Indicado para proteção de camas, colchões e macas em ambientes hospitalares. Ele possui uma boa resistência mecânica e não libera fiapos. Seu uso proporciona segurança aos profissionais que atuam em hospitais, clínicas e ambulatórios, garantindo a limpeza e higiene do ambiente.

Macio, higiênico e econômico. Produto não estéril.

DIMENSÃO	GRAMATURA	EMBALAGEM
90 cm x 2 m	20 g/m ²	10 unidades



Esparadrapo Impermeável



Confeccionado em tecido 100% algodão com resina acrílica, adesivo à base de óxido de zinco e borracha natural impermeabilizante. Excelente fixação, flexibilidade, resistência e impermeabilidade. Indicado para fixação de curativos, sondas, drenos, cateteres, bandagens, entre outros. Produto não estéril.

DIMENSÃO	EMBALAGEM
10 cm x 4,5 m	1 unidade

Fita Adesiva Microperfurada Transparente Hipoalergênica



Confeccionado em polietileno e adesivo acrílico hipoalergênico. Excelente fixação, flexibilidade, resistência. Indicado para fixação de curativos secundários, cateteres, sondas, drenos, entre outros. Produto não estéril.

DIMENSÃO	EMBALAGEM
10 cm x 4,5 m	1 unidade

Fita Microporosa Hipoalérgica



Confeccionada em não tecido de resistência, moldável à pele, microscopicamente porosa, recoberta de adesivo hipoalérgico. Excelente fixação e permeabilidade. Indicada para fixação de curativos, sondas, drenos, cateteres, bandagens, entre outros. Produto não estéril.

LARGURA	COMPRIMENTO	EMBALAGEM
12 mm, 25 mm, 50 mm e 100 mm	10 m	1 unidade

Fita Crepe



Confeccionada em papel crepado saturado com solução aquosa de látex, adesivo à base de borracha natural e resina sintética. Indicada para fixação de ataduras, identificação de seringas, fechamento de pacotes, entre outros. Produto não estéril.

Não deve ser autoclavada, pois o produto não resiste a temperaturas acima de 60°.

LARGURA	COMPRIMENTO	EMBALAGEM
16 mm e 19 mm	50 m	1 unidade

Fita para Autoclave



Este produto é indicado para fechamento e identificação de volumes que serão esterilizados em autoclave. Apresentam-se na cor bege com listras rosa diagonais, que se tornam escuras após a esterilização. Papel crepado à base de fibra de celulose.

LARGURA	COMPRIMENTO	EMBALAGEM
19 mm	30 m	1 unidade

Avental Cirúrgico Europa



Confeccionado em 100% polipropileno e 100% polietileno, com punho em malha.

Indicado para procedimentos cirúrgicos, laboratoriais e exames. Apresentam a finalidade de proteger o usuário de uma possível contaminação por microrganismos.

Fechamento em tiras.

Produto estéril.

TAMANHO	EMBALAGEM
G	1 unidade

Atadura de Crepom



Confeccionada a partir de propriedades elásticas e alta resistência.

Indicada para aplicações ortopédicas ou na prevenção de lesões em atividades esportivas, entre outras. Pode ser usado em terapia compressiva. Produto não estéril.

LARGURA	COMPRIMENTO
6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm e 30 cm	1,80 m

Compressa Campo Operatório



Confeccionada em tecido 100% algodão, altamente absorvente.

Com e sem marcador radiopaco para detecção em Raio X.

Macia e tratada especialmente para fins cirúrgicos.

DIMENSÃO	EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO
25 cm x 28 cm	5 unidades	Estéril
45 cm x 50 cm	50 unidades	Não estéril

Compressa de Gaze



Confeccionada em tecido 100% algodão com alto poder de absorção.

Com ou sem fio radiopaco.

Livre de manchas e impurezas, isenta de amido e alvejante óptico.

Indicada para procedimentos cirúrgicos, para absorção de secreções e curativos em geral.

Possui 9, 11 ou 13 fios por cm².

DIMENSÃO	EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO
7,5 cm x 7,5 cm	5 e 10 unidades	Estéril
	500 unidades	Não estéril



 **PolarFix**[®]
ESSENCIAL À SAÚDE

Wound Care[®]
CURATIVOS AVANÇADOS

 **SAFE PACK**
Coletor de Material Perfurocortante

 **Star**

**NON
WOVEN**

 **Polarzinho**

 **EUROPA**

Rua Ruzzi, 607, Sertãozinho - Mauá - SP, 09370-850

0 xx 11 4512-8600

www.polarfix.com.br

