



## Campo Cirúrgico

### Campo Cirúrgico Estéril em Não Tecido Para Mesa Varal



Indicado na realização de procedimentos cirúrgicos, oferecendo segurança, conforto e maleabilidade.

**Especificação Técnica:**

- Com fenestra.
- Sem fita adesiva hipoalergênica;
- Produto estéril;
- Esterilizado a Óxido de Etileno;
- Embalado individualmente;
- Produto de uso único - Proibido reprocessar.

**Validade:** 5 anos

**Advertências / Precauções:** Não utilizar se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada. Armazenar em local limpo e seco. Transportar na embalagem original.

**Composição:**

Polipropileno, viscoso e polietileno.

Código	Descrição	Embalagem	Caixa de Embarque	Anvisa
F08458	CAMPO CIRÚRGICO EST. EM NÃO TECIDO PARA MESA VARAL 1.60 M X 2.00 M (L.I.A)	1 unidade	24 unidades	8003400026