



Campo Cirúrgico

Campo Cirúrgico Estéril em Não Tecido Capa para Intensificador



Indicado na realização de procedimentos cirúrgicos, oferecendo segurança, conforto e maleabilidade.

Especificação Técnica:

- Com elástico ou tiras;
- Produto estéril;
- Esterilizado a Óxido de Etileno;
- Embalado individualmente;
- Produto de uso único - Proibido reprocessar.

Validade: 5 anos

Advertências / Precauções: Não utilizar se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada. Armazenar em local limpo e seco. Transportar na embalagem original.

Composição:

Polipropileno.

Código	Descrição	Embalagem	Caixa de Embarque	Anvisa
F08495	CAMPO CIRÚRGICO EST. EM NÃO TECIDO CAPA PARA INTENSIFICADOR 1.20 M X 1.20 M C/ ELÁSTICO	1 unidade	30 unidades	8003400026
F08538	CAMPO CIRÚRGICO EST. EM NÃO TECIDO CAPA PARA INTENSIFICADOR 1.00 M X 1.00 M C/ TIRAS	1 unidade	30 unidades	8003400026