

Linha Europa

Toalha Descartável

Indicação de uso: Indicada para procedimentos assépticos, higienização do ambiente hospitalar, banho de leito e proteção de caixas cirúrgicas. Devido a sua alta absorção e textura é indicada para limpeza de instrumentos, equipamentos e superfícies. Este produto é utilizado em diversos consultórios, clínicas de estética e salão de beleza.



Especificação Técnica:

- Não desprende fios.
- Dimensão: 28cm x 30cm;
- Macia;
- Não estéril.

Validade: 5 anos

Advertências / Precauções: Armazenar o produto em local limpo e seco, ao abrigo da luz solar direta. O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar. Recomenda-se o uso único.

Composição:

30% viscose e 70% poliéster.

Código	Descrição	Embalagem	Caixa de Embarque	Anvisa
F08754	TOALHA DESCARTÁVEL EUROPA 28 CM X 30 CM	Envelope c/ 100 unidades	800 Envelopes	Isento de Registro conforme RDC 185/01