

Esterilização

Wraps Duplo Sorbdrape - Hidrofílico e Hidrofóbico

Não tecido grau médico multicamadas, com barreira microbiana, permeável a agentes esterilizantes. Camada hidrofóbica e camada hidrofílica unidas em uma só folha; Apresenta características hidrofílicas e hidrofóbicas com dupla proteção: elimina pacotes molhados através da dissipação do calor e umidade, além de garantir a barreira microbiana.

Produto não estéril.

Dimensão	Gramatura	Cor	Embalagem
75cm x 75cm	100 g/m ²	Azul	25 unidades
90cm x 90cm			
100cm x 100cm			
120cm x 120cm			
150cm x 150cm			

Para mais informações



CAMADAS UNIDAS
EM UMA SÓ FOLHA



MAIOR
PROTEÇÃO



OTIMIZAÇÃO DE
ARMAZENAMENTO




MENOR TEMPO
DE PREPARO



ATENDE TODOS
OS REQUISITOS DA
NORMA SMS 14990-6

**FOLHA
HIDROFÍLICA:**
(Azul escuro)

**FOLHA
HIDROFÓBICA:**
(Azul claro)



Imagens meramente ilustrativas