



## Curativos Avançados


### Wound Care F: Curativo Filme Transparente IV com Clorexidina Estéril



**Indicação de uso:** Indicado para fixação e proteção de cateteres intravenosos ou cânulas intravenosas. Os curativos ajudam a proteger e preservar a integridade dos dispositivos intravenosos, minimizando o movimento e evitando o deslocamento do dispositivo. A presença da clorexidina no curativo apresenta efeito bacteriostático e fungistático, tornando-o ideal para uso durante a aplicação do cateter para prevenção de infecções associadas ao sítio de inserção dos dispositivos.

O Curativo Filme Transparente IV com Clorexidina Estéril Wound Care F é indicado:

- ✓ Cateteres intravenosos;
- ✓ Cânulas intravenosas.



O curativo tem a capacidade de absorver sangue, suor e exsudatos (mais de 8 vezes o seu peso em solução salina e mais de 3 vezes o seu peso em sangue), mantendo a eficácia antimicrobiana. A almofada de gel absorve os fluídos, inchando e aumentando de tamanho.



A clorexidina é um antisséptico químico, com ação antifúngica e bactericida, capaz de eliminar tanto bactérias gram-positivas quanto gram-negativas. Possui também ação bacteriostática, inibindo a proliferação bacteriana. O mecanismo de ação ocorre através da ruptura da membrana celular. Eliminando assim esses microorganismos.

#### Filme Transp. IV com Clorexidina Estéril

Código	Tamanho	Tamanho PAD	Anvisa
FP0143	6,5cm x 7cm	2cm x 2cm	8003400145
FP0136	7cm x 8,5cm	2cm x 2cm	8003400145
FP0137	8,5cm x 11,5cm	3cm x 4cm	8003400145
FP0144	10cm x 12cm	3cm x 4cm	8003400145
FP0145	10cm x 15,5cm	3cm x 7cm	8003400145

Para mais informações

