



Curativos Avançados

Wound Care F: Filme Transparente IV Estéril




Indicação de uso: O Filme Transparente IV Estéril Wound Care F é um filme que se adapta a qualquer contorno corporal e protege o tecido epitelial de fatores externos, como micro-organismos e líquidos.



O Filme Transparente IV Estéril Wound Care F é indicado:

- ✓ Fixação de cateteres intravenosos, centrais e periféricos;
- ✓ Proteção do sítio de inserção e prevenção de infecção por contaminações externas.



Não permite a passagem de água e bactérias.
Permite a troca de gases

Filme Transparente IV Estéril

Código	Tamanho	Anvisa
FP0075	7cm x 5,7cm	8003400111
FP0076	7cm x 9cm	8003400111
FP0077	9cm x 12cm	8003400111

Para mais
informações

