



Linha Textil Cirúrgica


Compressa Campo Operatório Non Woven Estéril



Indicação de uso: Aplicar a compressa sobre a área que esteja necessitando de absorção de sangue e secreções. Abrir a embalagem somente no momento do uso.

Composição: Viscose e Poliéster.

Com placa radiopaca



Especificação Técnica:

- Absorve 30% a mais comparado ao algodão;
- Maior retenção de líquidos;
- Maior economia e segurança;
- Total ausência de reações alérgicas;
- Total ausência de fios soltos - Não desprende fibras;
- Menos abrasivo e traumático, podendo ser utilizado em partes sensíveis do corpo, proporcionando um maior conforto para o paciente;
- Esterilizado por Óxido de Etileno.

Advertências/Precauções: Não utilizar se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada. Armazenar em local limpo e seco, temperatura ambiente; Destruir após o uso; O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar.

Validade: 5 anos.

Código	Dimensão	Embalagem	Anvisa nº
F08753	25cm x 28cm	5 unidades	8003400109