



## Linha Textil Cirúrgica

### Compressa Cirúrgica Non Woven Não Estéril Forro P/ Caixa



**Indicação de uso:** Utilizada na secagem das mãos do profissional da saúde, banho no leito, limpeza de superfícies e equipamentos, secagem instrumental cirúrgico, forro de bandeja da caixa instrumental. Absorve líquidos em geral.

**Composição:**


65% de viscose e 35% de poliéster.

**Especificação Técnica:**

- Branco;
- 50g/m<sup>2</sup>;
- Não estéril.

**Advertências/Precauções:** Armazenar o produto em local limpo e seco, ao abrigo da luz solar direta. O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar.

**Validade:** 5 anos



| Código | Descrição                                                        | Embalagem   | Anvisa     |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| F08420 | COMPRESSA CIR. NON WOVEN NÃO EST. FORRO P/ CAIXA 50 CM X 60 CM   | 50 unidades | 8003400063 |
| F08694 | COMPRESSA CIR. NON WOVEN NÃO EST. FORRO P/ CAIXA 60 CM X 60 CM   | 50 unidades | 8003400063 |
| F08695 | COMPRESSA CIR. NON WOVEN NÃO EST. FORRO P/ CAIXA 75 CM X 75 CM   | 50 unidades | 8003400063 |
| F08696 | COMPRESSA CIR. NON WOVEN NÃO EST. FORRO P/ CAIXA 90 CM X 90 CM   | 50 unidades | 8003400063 |
| F08697 | COMPRESSA CIR. NON WOVEN NÃO EST. FORRO P/ CAIXA 120 CM X 120 CM | 50 unidades | 8003400063 |