



Um mundo de soluções em
produtos hospitalares

Mauá/SP 17.000m²



Pouso Alegre/MG 13.000m²



São Gonçalo do Sapucaí/MG 5.000m²



Wound Care[®]

CURATIVOS AVANÇADOS



**LINHA COMPLETA DE
PREVENÇÃO E TRATAMENTO**


NA DÚVIDA, QUAL CURATIVO ESCOLHER?

Pensando nisso, a Polar Fix criou a Linha Wound Care, são curativos avançados específicos para cada tipo de lesão.



Acesse o BLOG e confira na íntegra!

Tecido Necrótico



Wound Care G
Hidrogel Amorofo com Alginato




Wound Care F
Filme Transparente Estéril




Wound Care P
Espuma Absorvente Estéril com Silicone

Wound Care®
CURATIVOS AVANÇADOS


Infecção/ Contaminado



Wound Care C + Ag
Curativo Carvão Ativado



Wound Care Acqua Ag
Hidrofibra com Prata



Esfacelo



Wound Care G
Hidrogel Amorofo com Alginato




Wound Care Acqua Ag
Hidrofibra com Prata




Wound Care A
Alginato de Cálcio




Tecido de Granulação



Wound Care G
Hidrogel Amorofo com Alginato




Wound Care L
Matriz de Lipocolóide Estéril




Wound Care H
Hidrocolóide Estéril



Tecido de Epitelização



Wound Care L
Matriz de Lipocolóide Estéril



Wound Care H
Hidrocolóide Estéril



Linha Fixadores



Wound Care F
Curativo Filme IV com Clorexidina Est.




Wound Care F
Filme Transparente Estéril



Wound Care F
Filme Transparente IV Estéril



Wound Care H
Hidrocolóide Estéril



IgoFix
Fita Adesiva Elástica





Tecido Necrótico

Um tecido necrótico, conhecido também como escara, é um tecido morto de aspecto enegrecido, seco e aderido.




Esfacelo

Tecido fibrinoso de coloração amarela que consiste em fibrina, pus e material proteico. Pode apresentar odor forte e serve de fonte de alimento para bactérias.



Tecido de Epitelização

É o estágio final da cicatrização. Possui aspecto rosado/esbranquiçado.



Infecção/ Contaminado

Tecido com vermelhidão, calor, inchaço e exsudato purulento ou secreção amarelada, verde ou com odor fétido.



Tecido de Granulação

Tecido com vermelhidão, calor, inchaço e exsudato purulento ou secreção amarelada, verde ou com odor fétido.



Acesse nosso
catálogo






Wound Care F: Filme Transparente Estéril

Indicação de uso: O Filme Transparente Estéril Wound Care F é um filme que se adapta a qualquer contorno corporal e protege o tecido epitelial de fatores externos, como micro-organismos e líquidos.

O Filme Transparente Estéril Wound Care F é indicado:

- ✓ Feridas superficiais;
- ✓ Proteção de tecido epitelial novo;
- ✓ Curativo secundário para fixação de outro curativos.



Para mais
informações



Filme Transparente Estéril

Código	Tamanho	Anvisa
FP0081	7cm x 5cm	8003400112
FP0082	10cm x 12cm	
FP0083	10cm x 25cm	

Wound Care F: Filme Transparente em Rolo

Indicação de uso: O Filme Transparente em Rolo Wound Care F é um filme que se adapta a qualquer contorno corporal e protege o tecido epitelial de fatores externos, como micro-organismos e líquidos.

O Filme Transparente em Rolo Wound Care F é indicado:

- ✓ Fixação e cobertura de curativos primários;
- ✓ Fixação de tubos, drenos e bolsas de perna;
- ✓ Proteção de proeminências ósseas;
- ✓ Cobertura protetora da pele;
- ✓ Cobertura de suturas;
- ✓ Proteção de tatuagens.

Filme Transparente em Rolo

Código	Tamanho	Anvisa
FP0078	5cm x 10m	8003400110
FP0079	10cm x 10m	
FP0080	15cm x 10m	

Para mais
informações





Wound Care F: Filme Transparente IV Estéril

Indicação de uso: O Filme Transparente IV Estéril Wound Care F é um filme que se adapta a qualquer contorno corporal e protege o tecido epitelial de fatores externos, como micro-organismos e líquidos.

O Filme Transparente IV Estéril Wound Care F é indicado:

- ✓ Fixação de cateteres intravenosos, centrais e periféricos;
- ✓ Proteção do sítio de inserção e prevenção de infecção por contaminações externas.



Para mais
informações



Filme Transparente IV Estéril


Código	Tamanho	Anvisa
FP0075	5cm x 5,7cm	8003400111
FP0076	7cm x 9cm	
FP0077	9cm x 12cm	

Wound Care F: Curativo Filme Transparente Pós-Operatório Estéril

Indicação de uso: O Curativo Filme Transparente Pós-Operatório Estéril Wound Care F é um curativo cirúrgico, auto aderente, absorvente, que proporciona proteção de feridas com leve ou nenhum exsudato.

O Curativo Filme Transparente Pós-Operatório Estéril Wound Care F é indicado:

- ✓ Feridas cirúrgicas;
- ✓ Cortes;
- ✓ Abrasões;
- ✓ Lacerações;
- ✓ Queimaduras;
- ✓ Feridas superficiais e de espessura parcial.



Para mais
informações



Curativo Filme Transp. Pós-Operatório Estéril

Código	Tamanho	Tamanho PAD	Anvisa
FP0106	10cm x 25cm	5,5cm x 20cm	8003409002
FP0112	9cm x 9cm	5cm x 3,8cm	



Wound Care F: Curativo Filme Transparente IV com Clorexidina Estéril



O Curativo Filme Transparente IV com Clorexidina Estéril Wound Care F é indicado para:

- ✓ Cateteres intravenosos;
- ✓ Cânulas intravenosas.

Indicação de uso: Indicado para fixação e proteção de cateteres intravenosos ou cânulas intravenosas. Os curativos ajudam a proteger e preservar a integridade dos dispositivos intravenosos, minimizando o movimento e evitando o deslocamento do dispositivo. A presença da clorexidina no curativo apresenta efeito bacteriostático e fungistático, tornando-o ideal para uso durante a aplicação do cateter para prevenção de infecções associadas ao sítio de inserção dos dispositivos.



A clorexidina é um antisséptico químico, com ação antifúngica e bactericida, capaz de eliminar tanto bactérias gram-positivas quanto gram-negativas. Possui também ação bacteriostática, inibindo a proliferação bacteriana.

O mecanismo de ação ocorre através da ruptura da membrana celular. Eliminando assim esses microorganismos.

Filme Transp. IV com Clorexidina Estéril

Código	Tamanho	Almofada	Anvisa
FP0136	7cm x 8,5cm	2cm x 2cm	8003400145
FP0137	8,5cm x 11,5cm	3cm x 4cm	

Para mais informações





Carinho em cada detalhe!

Wound Care F Filme Transparente IV Estéril Infantil

5cm x 5,7cm



Indicação de uso: O Filme Transparente IV Estéril Infantil é indicado para fixação de cateteres intravenosos, centrais e periféricos. Proteção do local de inserção de cateteres a fim de prevenir infecções.



Composto por adesivo hipoalergênico, evitando maceração e irritações na pele, aumentando o conforto dos nossos pequeninos.



Filme Transparente IV Estéril Infantil

Código	Tamanho	Anvisa
FP0127	5cm x 5,7cm	8003400138

Para mais
informações






Wound Care F: Filme Transparente Incisional Estéril

Indicação de uso: O Filme Transparente Incisional Estéril Wound Care F é um filme que se adapta a qualquer contorno corporal e protege o tecido epitelial de fatores externos, como micro-organismos e líquidos. Garante praticidade e segurança durante procedimentos de longa duração.

O Filme Transparente Incisional Estéril Wound Care F é indicado:

- ✓ Mantém uma superfície estéril ao redor da incisão cirúrgica;
- ✓ Isolar áreas contaminadas próximas ao local da lesão.

Para mais informações



Filme Transparente Incisional Estéril

Código	Tamanho	Área adesiva	Anvisa
FP0085	36cm x 30cm	30cm x 30cm	8003400112
FP0086	51cm x 55cm	45cm x 55cm	
FP0087	62cm x 84cm	56cm x 84cm	

Wound Care A: Curativo de Alginato de Cálcio Estéril

Indicação de uso: Destina-se ao tratamento de feridas superficiais ou profundas, fortemente exsudativas que também podem estar sujeitas a sangramento.

O Curativo Alginato de Cálcio Estéril Wound Care A é indicado:

- ✓ Úlceras de decúbito e úlceras arteriais;
- ✓ Úlceras venosas de perna e úlceras diabéticas;
- ✓ Feridas pós-operatórias;
- ✓ Lesões micóticas;
- ✓ Lesões com sangramento.

Para mais informações



Curativo de Alginato de Cálcio Estéril

Código	Tamanho	Anvisa
FP0102	2cm x 30cm	8003400133
FP0103	10cm x 10cm	
FP0104	10cm x 20cm	



Wound Care G: Hidrogel Amorfo com Alginato

Indicação de uso: Tratamento de feridas necróticas e/ou com exsudato. Este gel pode ser usado durante o processo de cicatrização, para proporcionar um ambiente úmido de cicatrização de feridas. Pode ser utilizado em lesões com infecções locais e sistêmicas sob a supervisão de um profissional de cuidados de saúde.

O Hidrogel Amorfo com Alginato Wound Care G é indicado:

- ✓ Hidratação de feridas secas e do tecido necrótico;
- ✓ Úlceras da perna; úlceras de pressão; úlceras de pé diabético.
- ✓ Desbridamento autolítico;
- ✓ Tratamento de queimaduras de primeiro e segundo grau.

Para mais
informações



Hidrogel Amorfo com Alginato

Código	Embalagem	Anvisa
FP0094	30g (1 unidade)	8003400121
FP0095	85g (1 unidade)	

Wound Care B: Creme Barreira

Indicação de uso: Tem como principal função, criar uma barreira de longa duração que protege a pele contra a ação de agentes externos, como exsudatos, incontinência e uso de curativos, auxiliando na manutenção do pH, além de promover hidratação e condicionamento.

O Creme Barreira Wound Care B é indicado:

- ✓ Proteção da pele de fluídos corporais;
- ✓ Proteção de dermatites associadas à incontinência (DAI) e estomias;
- ✓ Proteção contra maceração e irritação;
- ✓ Prevenção de lesões cutâneas;
- ✓ Hidratação.

Para mais
informações



Creme Barreira

Código	Embalagem	Anvisa
F08799	60g	8003400154




Wound Care C + Ag: Curativo Carvão Ativado

Indicação de uso: Indicado para feridas superficiais infectadas caracterizadas pelo mau odor. O carvão ativado absorve os gases voláteis responsáveis pelo mau odor da ferida, e apresenta efeito bactericida por ter prata em sua composição.

O Curativo Carvão Ativado Wound Care C + Ag é indicado:

- ✓ Úlceras de pressão e úlceras diabéticas;
- ✓ Feridas pós-operatórias;
- ✓ Queimaduras de primeiro e segundo grau.



Curativo Carvão Ativado


Código	Tamanho	Anvisa
FP0138	10,5cm x 10,5cm	8003400142

Wound Care L: Curativo de Matriz de Lipocolóide Estéril

Indicação de uso: Indicado para o tratamento de feridas na fase de granulação e epitelização com nenhum ou pouco exsudato.

O Curativo de Matriz de Lipocolóide Estéril Wound Care L é indicado:

- ✓ Queimaduras e abrasões;
- ✓ Feridas traumáticas;
- ✓ Feridas pós-operatórias;
- ✓ Epidermólise bolhosa;
- ✓ Úlceras de pernas, úlceras de pressão e úlceras de pé diabético.



Curativo de Matriz de Lipocolóide Estéril

Código	Tamanho	Anvisa
FP0139	10cm x 10cm	8003400141



Wound Care Acqua Ag: Curativo Hidrofibra Estéril com Prata

Indicação de uso: Feridas infectadas ou com risco de infecção, com alta ou moderada quantidade de exsudatos.

O Curativo Hidrofibra Estéril com Prata Wound Care Acqua Ag é indicado:

- ✓ Úlceras do pé diabético, úlceras de pressão e úlceras de perna;
- ✓ Feridas cirúrgicas, pós-operatórias e feridas traumáticas;
- ✓ Feridas com tendência a sangramento;
- ✓ Feridas oncológicas e áreas enxertadas (doadora e receptora);
- ✓ Feridas infectadas ou com risco de infecção;
- ✓ Queimaduras de segundo grau.

Para mais informações



Curativo Hidrofibra Estéril com Prata

Código	Tamanho	Anvisa
FP0130	10cm x 10cm	8003400140
FP0131	15cm x 15cm	
FP0132	2cm x 45cm	


Wound Care H: Curativo de Hidrocolóide Estéril

Indicação de uso: Tratamento de feridas de leve e moderada exsudação, feridas crônicas de cicatrização lenta e prevenção de feridas de lesão por pressão. Também pode ser utilizado em curativos pós-operatórios para proteção a linha de sutura.

O Curativo de Hidrocolóide Estéril Wound Care H é indicado:

- ✓ Abrasões;
- ✓ Úlceras de perna (venosa, arteriais e mista) e úlceras diabéticas;
- ✓ Queimaduras de 1° ou 2° grau;
- ✓ Áreas doadoras de enxertos de pele;
- ✓ Feridas de ostomia;
- ✓ Lesão por pressão.

Para mais informações



Curativo de Hidrocolóide Estéril

Código	Tamanho	Tipo	Anvisa
FP0107	10cm x 10cm	Extra fino	8003400132
FP0108	10cm x 10cm	Regular c/ borda	
FP0109	15cm x 15cm	Regular c/ borda	
FP0110	20cm x 20cm	Regular c/ borda	
FP0111	22cm x 22cm	Sacral	
FP0135	15cm x 20cm	Extra fino	
FP0146	15cm x 15cm	Extra fino	




Wound Care P: Curativo de Espuma Absorvente Estéril com Silicone


Indicação de uso: Tratamento de vários tipos de feridas com exsudato. Pode ser utilizado em combinação com bandagens de compressão.

O Curativo de Espuma Absorvente Estéril com Silicone Wound Care P é indicado:

- ✓ Úlceras de pressão, úlceras de perna e úlceras do pé diabético;
- ✓ Enxertos de pele;
- ✓ Queimaduras de primeiro e segundo grau.



Sacral




Com Borda

Sem Borda

Absorvente Sacral com Borda		
Código	Tamanho	Embalagem
FP0120	17cm x 17cm	3 unidades
FP0121	22cm x 22cm	3 unidades

Absorvente sem Borda		
Código	Tamanho	Embalagem
FP0096	10cm x 10cm	10 unidades
FP0098	15cm x 15cm	10 unidades
FP0099	20cm x 20cm	3 unidades

Absorvente com Borda		
Código	Tamanho	Embalagem
FP0097	10cm x 10cm	10 unidades
FP0123	15cm x 15cm	10 unidades



Para mais informações

Anvisa

8003400128




Wound Care P: Curativo de Espuma Absorvente Estéril

Indicação de uso: O Curativo de Espuma Absorvente Estéril Wound Care P é indicado para:

- ✓ Proteção em traqueostomia e drenos de diâmetro apropriado;
- ✓ Feridas com leve e moderado exsudato;
- ✓ Feridas superficiais;
- ✓ Proteção de tecido epitelial novo;
- ✓ Traqueostomia infantil.

Benefícios oferecidos aos pacientes:

- Macio;
- Não adere;
- Absorvente;
- Recortável.



Traqueostomia/Dreno


Curativo de Espuma Absorvente Estéril		
Código	Tamanho	Anvisa
FP0153	6cm x 8cm (Dreno)	8003409007
FP0154	8cm x 9cm (Traqueostomia)	

Para mais
informações





Fixador de Tubos, Sondas e Cateteres Nasal



Indicação de uso: Fixação e estabilização de tubos e sondas nasais.

Fixador de Tubos, Sondas e Cateteres Nasal


Código	Tamanho	Embalagem	Anvisa
F08732	Neonatal - PP	1 unidade	8003400137
F08716	Adulto - G	1 unidade	
F08740	Infantil	1 unidade	



Para mais informações



Fixador de Tubos, Sondas e Cateteres Endotraqueal



Indicação de uso: Fixação e estabilização de tubos, sondas e cateteres endotraqueais.

Fixador de Tubos, Sondas e Cateteres Endotraqueal


Código	Tamanho	Embalagem	Anvisa
F08733	Neonatal - PP	1 unidade	8003400137
F08734	Adulto - G	1 unidade	



Para mais informações



Fixador de Tubos, Sondas e Cateteres Vesical



Indicação de uso: Fixação e estabilização de tubos, sondas e cateteres.

Fixador de Tubos, Sondas e Cateteres Vesical


Código	Tamanho	Embalagem	Anvisa
F08735	Adulto - G	1 unidade	8003400137
F08750	Adulto - M	1 unidade	



Para mais informações



Fita Adesiva Elástica IgoFix



Indicação de uso: Fixação de curativos, drenos e cateteres sobre a pele mantendo-os firmes e seguros. Devido a sua flexibilidade adapta-se bem aos contornos do corpo e permite liberdade de movimentos.

Fita Adesiva Elástica IgoFix


Código	Tamanho	Embalagem	Anvisa
F08756	5cm x 10m	1 unidade	8003400144
F08757	10cm x 10m	1 unidade	



Para mais informações



Fixador IV Estéril



Indicação de uso: Cobrir e proteger áreas de inserção de cateteres periféricos e fixação de outros dispositivos percutâneos.

Fixador IV Estéril

Código	Tamanho	Embalagem	Anvisa
F08737	5cm x 7,4cm	1 unidade	8003409003



Para mais informações



Curativo Tiras Para Sutura Estéril Strip Fix



Indicação de uso: O Curativo Tiras para Sutura Estéril Strip Fix é indicado como dispositivo para fechamento da pele, no tratamento de lacerações e incisões cirúrgicas. O Curativo Tiras para Sutura Estéril Strip Fix também pode ser usado em conjunto com suturas ou após a remoção da sutura, como suporte. Deve ser usado por um profissional de saúde.

Curativo Tiras Para Sutura Estéril Strip Fix

Código	Dimensão	Embalagem	Anvisa
F08777	13mm x 102mm	6 unidades	8003409005



Para mais informações





Fixador Para Tubos e Sondas Endotraqueais PRO




Indicação de uso: Indicado para fixar e estabilizar o tubo endotraqueal PRO



Fixador Para Tubos e Sondas Endotraqueais PRO

Código	Tamanho	Embalagem	Anvisa
F08810	Adulto	1 unidade	8003400152

Fixador Para Cânula de Traqueostomia PRO




Indicação de uso: Indicado para fixar e estabilizar a cânula de traqueostomia PRO



Fixador Para Cânula de Traqueostomia PRO

Código	Tamanho	Embalagem	Anvisa
F08809	Adulto	1 unidade	8003400152

TranspaFix - Fita Adesiva Microperfurada Transparente



Indicação de uso: Indicada para fixação de curativos secundários, cateteres, sondas, drenos, entre outros.



Fita Adesiva Microperfurada Transparente

Código	Tamanho	Embalagem	Anvisa
FP0119	10cm x 4,5m	1 unidade	8003400136

Adesivos



Nossos produtos possuem excelente fixação, maior flexibilidade e ampla resistência de acordo com suas necessidades.

Fita Crepe Hospitalar

Largura	Comprimento	Embalagem
16mm e 19mm	50m	1 unidade

Fita para Autoclave

Largura	Comprimento	Embalagem
19mm	30m	1 unidade

Fita Microporosa Hipoalérgica

Largura	Comprimento	Embalagem
12mm, 25mm, 50mm e 100mm	10m	1 unidade

Esparadrapo Impermeável

Largura	Comprimento	Embalagem
10cm	4,5m	1 unidade



Compressa Non Woven - Toalha Baby



Viscose



Poliéster



Estéril

Indicada para limpar e envolver bebês após o parto.

- ✓ Maior retenção de líquidos;
- ✓ Alto poder de absorção;
- ✓ Total ausência de fios soltos.

Compressa Non Woven - Toalha Baby

Código	Dimensão	Embalagem	Anvisa
F08370	1 m x 1 m	1 unidade	8003400016

Toalha Descartável




Indicada para procedimentos assépticos, higienização de ambiente hospitalar, banho de leito proteção de caixas cirúrgicas, limpeza de instrumentos, equipamentos e superfícies.

Utilizado em diversos consultórios, clínicas de estética e salões de beleza.

Formato	Dimensão	Embalagem
Pacote	30cm x 35cm	100 unidades

- ✓ Macia;
- ✓ Não desprende fios;
- ✓ Alto poder de absorção;
- ✓ Não estéril;
- ✓ Recomenda-se uso único;
- ✓ Composição: 65% viscose e 35% poliéster;
- ✓ Com alça para transporte.





Toalhas Umedecidas Para Banho de Acamados Polar Fix Com ou sem Antisséptico

Benefícios oferecidos aos pacientes:

- Inodoro;
- Não contém álcool;
- Produto hipoalergênico;
- Dermatologicamente testado;
- Preservação do ecossistema cutâneo;
- Não precisa de enxague;
- Higieniza, hidrata e protege a pele.
- Formulação com mais de 90% de água.



Sua formulação contém PHMB, um agente antimicrobiano com um amplo espectro de ação contra microrganismos como bactérias, fungos e leveduras.

Validade: 3 anos

Indicação de uso: Indicada para banho e higiene geral de pacientes acamados.



Toalhas Umedecidas Para Banho de Acamados com ou sem Antisséptico Polar Fix

Código	Tamanho	Embalagem	Processo
F08564	20cm x 20cm	8 unidades	25351.400912/2015-58
F08563			25351.400893/2015-31


F08564 - Com antisséptico

F08563 - Sem antisséptico

Para mais informações



Para mais informações



- 1 Face, pescoço e peito.
- 2 Braço e axila direita.
- 3 Braço e axila esquerda.
- 4 Abdômen.
- 5 Costas.
- 6 Nádegas.
- 7 Perna direita.
- 8 Perna esquerda.



Toalhas Umedecidas Para Higienização Polar Fix Com ou sem Antisséptico

Indicação de uso: A Toalha Umedecida Para Higienização Polar Fix foi desenvolvida para higiene geral do paciente e limpeza íntima externa antes da coleta de exames laboratoriais.



Sua formulação contém PHMB, um agente antimicrobiano com um amplo espectro de ação contra microrganismos como bactérias, fungos e leveduras.

Validade: 3 anos

Toalhas Umedecidas Para Higienização com ou sem Antisséptico Polar Fix			
Código	Tamanho	Embalagem	Processo
F08603	20cm x 20cm	1 unidade	25351.400912/2015-58
F08602	20cm x 20cm	1 unidade	25351.376743/2015-61

F08602
Sem Antisséptico

Para mais informações



F08603
Com Antisséptico

Para mais informações





Aderefix: Bandagem Autoaderente

Indicação de uso: Indicada para proteção da musculatura, compressão, imobilização e fixação de curativos.



Para mais
informações



Produto não estéril

Aderefix: Bandagem Autoderente

Código	Tamanho	Anvisa
F08429	2,5cm x 4,5m	8003400071
F08430	5cm x 4,5m	
F08431	7,5cm x 4,5m	
F08432	10cm x 4,5m	

Tensifix: Bandagem Elástica Adesiva

Indicação de uso: Indicada para compressão em distensões, torções, fraturas específicas, veias varicosas, úlceras, proteção e imobilização de curativos, cirurgias ortopédicas e obstétricas.



Para mais
informações



Produto não estéril

Tensifix: Bandagem Elástica Adesiva

Código	Tamanho	Anvisa
F08571	10cm x 4,5m	8003400072

Kit Cirúrgico Geral Estéril

Totalmente absorvente e impermeável.

O Kit Cirúrgico Geral Estéril SORBDRAPE consiste em um conjunto de campos cirúrgicos para mesa e paciente que proporcionam proteção contra transferências cruzadas de agentes infecciosos em procedimentos cirúrgicos.

A principal vantagem do Kit Cirúrgico Geral Estéril SORBDRAPE é a tecnologia presente nos seus campos cirúrgicos, que confere ao produto nível de proteção máxima.

Vantagens



Impermeabilização

Impermeabilização em toda a área do campo cirúrgico, garantindo proteção máxima ao paciente e aos profissionais da saúde.



Absorção

Os campos cirúrgicos apresentam propriedade de absorção em toda a sua área. O seu reforço é indicado para cirurgias com alto volume de fluídos.



Proteção

Maior proteção para o paciente e aos profissionais envolvidos nos procedimentos.



Tempo e Custos

Redução de tempo e custos com desinfecção do centro cirúrgico.




ABNT

Atendem a todos requisitos da norma ABNT NBR 16064.






1 Kit Cirúrgico Geral Estéril Sorbdrape F08272



- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Cobertura para mesa de Mayo
- C** Campo inferior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- D** Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- E** Campos laterais com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- F** Passa Tubos
- G** Bolsa de Instrumentos

2 Kit Cirúrgico Universal Estéril Sorbdrape F08273



- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Campo inferior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- C** Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- D** Campos laterais com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- E** Passa Tubos
- F** Bolsa de instrumentos



Kit Cirúrgico




Confeccionado do tradicional SSMMS, garantindo efetivamente uma proteção entre o paciente e o profissional da saúde, além de atuar como barreira bacteriológica, evitando transfêrências cruzadas de agentes infecciosos durante os procedimentos cirúrgicos.

Nossos kits são montados com componentes adequados para os mais diversos procedimentos cirúrgicos, sendo efetivamente uma solução prática, pronto uso e estéril. Uma arma eficiente para minimizar o risco de infecção cruzada, obtendo o melhor custo benefício.

Embalagem


1 unidade

1 Kit Cirúrgico Geral Estéril F08436




- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Cobertura para mesa de Mayo
- C** Campo inferior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- D** Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- E** Campos laterais com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- F** Bolsa de instrumentos

2 Kit Cirúrgico Universal Estéril F08437




- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Campo inferior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- C** Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- D** Campos laterais com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- E** Bolsa de instrumentos

3 Kit Cirúrgico Universal em "U" Estéril F08274



- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Cobertura para mesa de Mayo
- C** Campo inferior em U com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- D** Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- E** Passa Tubos
- F** Bolsa de instrumentos


4 Kit Cirúrgico Joelho / Ombro / Quadril / Ortopedia Geral Estéril (sem bolsa coletora) F08280



- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Campo impermeável em U (campo de aproximação)
- C** Perneira Impermeável
- D** Tiras adesivas
- E** Campo joelho/ombro com fenestra elástica, com ou sem bolsa coletora
- F** Bolsa de instrumentos




5 Kit Cirúrgico Joelho / Ombro / Quadril / Ortopedia Geral Estéril - F08283 (Quadril)




- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Campo impermeável em U (campo de aproximação)
- C** Perneira impermeável
- D** Campo de quadril com fenestra elástica
- E** Tiras adesivas
- F** Bolsa de instrumentos

6 Kit Cirúrgico Joelho / Ombro / Quadril / Ortopedia Geral Estéril F08279




- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Campo impermeável em U (campo de aproximação)
- C** Perneira impermeável
- D** Tiras adesivas
- E** Campo inferior em U
- F** Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- G** Passa Tubos
- H** Bolsa de instrumentos

7 Kit Cirúrgico Mãos e Extremidades F08282




- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Campo com fenestra elástica
- C** Bolsa de instrumentos

8 Kit Cirúrgico GUP (Gineco-Uro-Procto) com campo inferior em "U" F08288




- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Pernéiras
- C** Campo inferior em U
- D** Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- E** Bolsa de instrumentos

9 Kit Cirúrgico GUP (Gineco-Uro-Procto) F08315




- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Avental Cirúrgico Impermeável Reforço Total
- C** Pernéiras
- D** Campo inferior com bolsa coletora
- E** Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- F** Bolsa de instrumentos

10 Kit Cirúrgico Cesárea Estéril F08483




- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Campo para cesárea com bolsa coletora
- C** Manta para RN
- D** Bolsa de instrumentos

11 Kit Cirúrgico Parto Normal Estéril F08285




- A** Cobertura para mesa instrumental
- B** Pernéiras
- C** Campo inferior para parto com bolsa coletora
- D** Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- E** Manta para RN

12 Kit Cirúrgico Otorrino Estéril F08289




- A Cobertura para mesa instrumental
- B Campo otorrino com fenestra
- C Campo cirúrgico

13 Kit Cirúrgico Cabeça e Pescoço Estéril F08270




- A Cobertura para mesa instrumental
- B Campo para mesa de Mayo
- C Campo em U
- D Campo turbante
- E Passa Tubos
- F Bolsa de instrumentos

14 Kit Cirúrgico Angiografia (Hemodinâmica) Estéril F08291



- A Cobertura pra mesa instrumental
- B Campo angiografia

15 Kit Cirúrgico Cardiovascular I Estéril F08292




- A Cobertura para mesa instrumental
- B Campo cirúrgico em U
- C Campo cardiotorácico
- D Campo cirúrgico
- E Campo cirúrgico com adesivo
- F Bolsa de instrumentos

16 Kit Cirúrgico Crânio (Neuro) Estéril F08290




- A Cobertura para mesa instrumental
- B Campo Crânio
- C Bolsa de instrumentos

17 Kit Cirúrgico GUP(Gineco - Uro - Procto) Laparoscopia Estéril F08459



- A Cobertura para mesa instrumental
- B Perneira
- C Campo inferior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- D Campo inferior
- E Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- F Campo lateral com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- G Bolsa de instrumentos
- H Bolsa para pinças de laparoscopia

18 Kit Cirúrgico Universal Estéril F08449



- A Cobertura para mesa instrumental
- B Campo inferior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- C Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- D Campos laterais com reforço absorvente/impermeável e adesivo
- E Bolsa de instrumentos






Kit Odontológico

Os Kits Odontológicos Descartáveis Polar Fix são produtos de alta tecnologia, qualidade e segurança. Os seus campos cirúrgicos são feitos de um material impermeável e absorvente que contribui para mitigação dos riscos de infecções cruzadas.


Essa solução combina conforto, maleabilidade e alta resistência. Uma solução prática e pronta para o uso.

1 Kit Odontológico Básico (F08131)




- A** Campo de mesa absorvente impermeável
- B** Toalha absorvente
- C** Avental descartável
- D** Campo fenestrado absorvente impermeável

2 Kit Odontológico p/ Implante (F08095)



- A** Campo de mesa absorvente impermeável
- B** Toalha absorvente
- C** Avental descartável
- D** Protetor de refletor
- E** Protetor p/ sugador
- F** Capa para cadeira
- G** Campo de bancada absorvente impermeável
- H** Campo fenestrado absorvente impermeável

3 Kit Odontológico p/ Periodontia (F08096)



- A** Campo de mesa absorvente impermeável
- B** Toalha absorvente
- C** Avental descartável
- D** Protetor de refletor
- E** Protetor p/ sugador
- F** Campo fenestrado absorvente impermeável



Campo Cirúrgico Estéril em Não Tecido



Estéril

Indicado para mesa de instrumentos e cobertura de pacientes.

- Com ou sem fenestra.
- Com ou sem fita adesiva hipoalergênica.

Embalagem

1 unidade

1 Campo Cirúrgico Estéril Em Não Tecido Para Cobertura Mesa de Mayo F08312



Dimensão

0,60m x 1,40m

2 Campo Cirúrgico Estéril Fenestrado Em Não Tecido



Dimensão

0,40m x 0,40m; 0,50m x 0,50m; 0,75m x 0,75m; 1,00m x 1,00m; 1,20m x 1,50m e 1,30m x 1,80m

3 Campo Cirúrgico Estéril Fenestrado e Adesivado Em Não Tecido



Dimensão

0,75m x 0,75m; 1,00 x 1,00m; 1,20m x 1,20m e 1,50m x 2,20m

4 Campo Cirúrgico Estéril Em Não Tecido Angiografia F08317



Dimensão

2,00m x 3,50m

5 Campo Cirúrgico Estéril Oftálmico Em Não Tecido F08313



Dimensão

1,00m x 1,20m

6 Campo Cirúrgico Estéril Em Não Tecido Perneiras F08448



Dimensão

0,80m x 1,30m



Conheça nossa linha completa de **Paramentação**



• NÍVEIS DE PROTEÇÃO

Fornecer aventais de uso único e com a segurança necessária é uma das formas da Polar Fix contribuir para que o número de contaminações hospitalares diminua.

Entenda os níveis de proteção em cada avental cirúrgico da nossa linha!



**Avental Cirúrgico
Estéril SMS S/ Reforço**

Proteção em procedimentos cirúrgicos que exigem uma **barreira contra líquidos**.

Repelente a fluidos.



**Avental Cirúrgico Estéril
SMS C/ Reforço**

Proteção em procedimentos cirúrgicos que exigem uma **barreira contra líquidos**.

Impermeável nas mangas, tórax, abdômen e membros inferiores.



**Avental Cirúrgico
Estéril Impermeável**

Proteção em procedimentos cirúrgicos com **alto nível de fluidos e secreções**.

Reforço em toda a sua extensão.




**Avental Cirúrgico
Estéril BVB Trilaminado**

Proteção em procedimentos cirúrgicos com **alto nível de fluidos, secreções e alto risco biológico**.


Totalmente impermeável e respirável. Barreira contra vírus e bactérias.



Avental Cirúrgico Estéril BVB Barreira Viral



Mangas Raglan



Solda Ultrassônica

Indicado como barreira contra vírus e bactérias de dimensões a partir de 0,027 microns, inclusive o HBV, HCV e HIV, aprovada pelo Laboratório Nelson, atendendo ao padrão F1671 da ASTM (American Society for Testing and Material).

Tiras na cintura e velcro no pescoço.

Confeccionado em trilaminado de polipropileno, com camada de filme respirável e punho em malha.

Produto estéril.

Tamanho	Embalagem
G	1 unidade
EG	

Avental Cirúrgico Estéril SMS



Indicado como barreira bacteriana.

- ✓ Com e sem reforço nas mangas e frontal.
- ✓ Tiras na cintura e velcro no pescoço.

Confeccionado em trilaminado de não tecido 100% polipropileno SMS (Spunboard, Meltblown, Spunbond), com punho em malha.

Produto estéril.

Tamanho	Embalagem
G	1 unidade
EG	



Avental Cirúrgico Reforço Total



Estéril



**Reforço em toda
a sua extensão**

Indicado para proteção dos profissionais em procedimentos cirúrgicos, que exigem uma barreira contra líquidos.

Confeccionado em 100% polipropileno e 100% polietileno, com punho em malha. Tiras na cintura e velcro no pescoço. Produto estéril.

Tamanho	Embalagem
G	1 unidade
EG	

Avental para Procedimento



Indicado em procedimentos laboratoriais e exames, podendo ser utilizado por equipe médica, enfermeiros, pacientes e visitantes.

Confeccionado em SMS, com punho de malha. Tiras na cintura e pescoço.

Produto não estéril.

Cor	Gramatura	Embalagem
Amarelo	30 g/m ²	10 unidades





Avental Descartável



Indicado em procedimentos laboratoriais e exames, podendo ser utilizado por equipe médica, enfermeiros, pacientes e visitantes.

Confeccionado em Spunbond, (100% polipropileno) com punho em látex.

Tiras na cintura e pescoço.

Produto não estéril.

Cor	Gramatura	Embalagem
Branco	20g/m ² , 25g/m ² e 30 g/m ²	10 unidades

Touca e Máscara Descartável



Indicação de uso: Utilizado para a cobertura dos cabelos, protegendo desta maneira o ambiente e o paciente de contaminação.

Produto não estéril.

Touca Gorro Descartável			
Código	Descrição	Embalagem	Anvisa
F08058	Touca 20g	100 unidades	8003400037
F08057	Gorro 20g	100 unidades	8003400024

Indicação de uso: Indicado para servir de barreira física à propagação de contaminantes, particulados entre outros.

Produto não estéril.

Máscara Descartável			
Código	Descrição	Embalagem	Anvisa
FP0148	70g	caixa c/ 50 unidades	8003400120



Wraps Duplo Sorbdrape - Hidrofílico e Hidrofóbico

Não tecido grau médico multicamadas, com barreira microbiana, permeável a agentes esterilizantes.

Camada hidrofóbica e camada hidrofílica unidas em uma só folha; Apresenta características hidrofílicas e hidrofóbicas com dupla proteção: elimina pacotes molhados através da dissipação do calor e umidade, além de garantir a barreira microbiana.

Produto não estéril.

Dimensão	Gramatura	Cor	Embalagem
75cm x 75cm 90cm x 90cm 100cm x 100cm 120cm x 120cm 150cm x 150cm	100 g/m²	Azul	25 unidades

Para mais
informações



CAMADAS UNIDAS
EM UMA SÓ FOLHA



MAIOR
PROTEÇÃO



OTIMIZAÇÃO DE
ARMAZENAMENTO




MENOR TEMPO
DE PREPARO



ATENDE TODOS
OS REQUISITOS DA
NORMA SMS 14990-6

**FOLHA
HIDROFÍLICA:**
(Azul escuro)

**FOLHA
HIDROFÓBICA:**
(Azul claro)



Imagens meramente ilustrativas



Wraps para Esterilização



Indicado para envolver e proteger instrumentos cirúrgicos e materiais a serem esterilizados a vapor, óxido de etileno ou plasma de peróxido de hidrogênio.

Confeccionado em trilaminado de não tecido 100% polipropileno SSMMS. Disponível na cor azul.

Produto não estéril.

Dimensão	Gramatura	Cor	Embalagem
30cm x 30cm, 40cm x 40cm, 50cm x 50cm, 60cm x 60cm, 75cm x 75cm, 90cm x 90cm, 100cm x 100cm, 120cm x 120cm e 150cm x 150cm	40 g/m ²	Azul	50 unidades
	50 g/m ²		
	60 g/m ²		

Embalagem para Esterilização Protect



Confeccionada em papel grau cirúrgico e filme laminado.

Papel grau cirúrgico:

- Resistência mecânica;
- Barreira microbiológica;
- Manutenção da esterilidade.

Filme laminado:

- Triplamente selado;
- Suporta tensões de manipulação;
- Abertura asséptica.

Dimensão	Formato
5cm x 100m, 8cm x 100m, 10cm x 100m, 12cm x 100m, 15cm x 100m, 20cm x 100m, 25cm x 100m, 30cm x 100m, 35cm x 100, 40cm x 100m, 45cm x 100m, 50cm x 100m, 60cm x 100m	Bobina

Papel Crepado



Indicado para o empacotamento de todo material hospitalar a ser esterilizado em autoclaves a vapor óxido de etileno (ETO), irradiação gama.

Confeccionado em 100% celulose - 1ª geração.

Produto não estéril.

Dimensão	Cor	Embalagem
30cm x 30cm, 40cm x 40cm, 50cm x 50cm, 60cm x 60cm, 75cm x 75cm, 90cm x 90cm, 100cm x 100cm, 120cm x 120cm e 150cm x 150cm	Branco	50 unidades



Compressa Campo Operatório



Indicada especialmente para fins cirúrgicos.
Possui marcador radiopaco para detecção em Raio X.

- ✓ Dupla embalagem;
- ✓ 100% algodão;
- ✓ Altamente resistente.

Dimensão	Embalagem	Apresentação
10cm x 9cm e 25cm x 28cm	5 unidades	Estéril
23cm x 25cm e 45cm x 50cm	50 unidades	Não estéril

Compressa de Gaze



Indicada para procedimentos cirúrgicos, absorção de secreções e curativos em geral.

- ✓ 100% algodão;
- ✓ Máxima absorção;
- ✓ Livre de manchas e impurezas;
- ✓ Com ou sem fio radiopaco;
- ✓ 9,11 ou 13 fios por cm²;
- ✓ Isenta de amido e alvejante.

Dimensão	Embalagem	Apresentação
7,5cm x 7,5cm e 10cm x 10cm	5, 10 e 20 unidades	Estéril
	500 unidades	Não estéril

Gaze em Rolo



Indicada para diversos tipos de curativos, confecção de chumaços de algodão e torundas.

Apresenta-se em formato de bobina, medindo 91cm por 91m.

Produto não estéril.

- ✓ 100% algodão;
- ✓ Máxima absorção;
- ✓ Isento de impurezas;
- ✓ Não desfia;
- ✓ Macio e alvejado;
- ✓ 9, 11 ou 13 fios por cm².

Embalagem
1 unidade

Compressa Cirúrgica Non Woven Não Estéril Forro P/Caixa



Absorvente



Viscose



Poliéster

Indicada para:

- Secagem das mãos;
- Banho no leito;
- Limpeza de superfícies e equipamentos;
- Secagem instrumental
- Forro de bandeja da caixa instrumental.

Produto não estéril.

Dimensão	Embalagem
50cm x 60cm, 60cm x 60cm, 75cm x 75cm, 90cm x 90cm, 120cm x 120cm, 30cm x 30cm, 40cm x 40cm e 50cm x 50cm	50 unidades

Compressa para Curativo Cirúrgico Estéril Polar Bec



Indicada para curativos em geral com finalidade de absorver secreções.

Produto estéril.

- ✓ 100% algodão;
- ✓ Isento de impurezas;
- ✓ Envolto por uma camada de gaze macia e alvejada.

Dimensão	Embalagem
10cm x 15cm 10cm x 50cm 15cm x 30cm 15cm x 60cm	1 unidade

Atadura de Rayon



Indicada para curativos decorrentes de queimaduras ou onde necessite alta absorção e baixa aderência.

Confeccionada em fibras sintéticas 100% rayon.

- ✓ Livre de impurezas, rasgos e fios soltos.

Largura	Comprimento	Embalagem	Apresentação
7,5cm	20cm, 40cm e 5m	1 unidade	Estéril
	5m		Não estéril

Compressa Non Woven



Indicada para absorção de secreções, curativos e cirurgias em geral.

- ✓ Viscose e poliéster;
- ✓ Alto poder de absorção;
- ✓ Com ou sem fio radiopaco.

Dimensão	Embalagem	Apresentação
7,5cm x 7,5cm e 10cm x 10cm	5, 10 e 20 unidades	Estéril
	500 unidades	Não estéril

Atadura de Crepom



- ✓ Pode ser usada em terapia compressiva.

Atadura Elástica



Artigo Ortopédico Moldável



Atadura de Algodão



Malha Tubular



Aplicações ortopédicas ou prevenção de lesões em atividades esportivas, entre outras.

- ✓ Resistente
- ✓ Elástica

Largura	Comp.	Embalagem	Apresentação
10cm, 15cm e 20cm	1,8m	1 unidade	Estéril
4cm, 6cm, 8cm, 10cm, 12cm, 15cm, 20cm, 25cm e 30cm			Não estéril

Indicada para terapias compressivas, prevenção de lesões em atividades esportivas ou a critério do médico.

Pode ser usada em procedimentos ortopédicos.

- ✓ Poliamida, poliéster e algodão.

Produto não estéril.

Largura	Comprimento	Embalagem
5cm, 8cm, 10cm, 12cm, 15cm, 20cm, 25cm e 30cm	2,20m	1 unidade

Indicado para procedimentos de imobilização como fraturas ósseas, lesões musculares, correções, entre outros.

Produto não estéril.

- ✓ Tecido 100% algodão impregnado com gesso alfa ortopédico;
- ✓ Textura suave e cremosa (fácil moldagem)
- ✓ Corte lateral sinuoso (evita desfiamento);
- ✓ Secagem rápida e alta resistência.

Largura	Comprimento	Embalagem
6cm e 8cm	2m	1 unidade
10cm, 12cm e 15cm	3m	
20cm	4m	

Indicada para procedimentos de imobilização ortopédica no acolchoamento e proteção entre a malha tubular e o Artigo Ortopédico Moldável.

Produto não estéril.

- ✓ 100% algodão cru e hidrofóbico;
- ✓ Maior resistência;
- ✓ Enrolamento uniforme.

Largura	Comprimento	Embalagem
6cm, 8cm, 10cm, 12cm, 15cm e 20cm	1m, 1,5m e 1,8m	12 unidades

Indicada como auxiliar em procedimentos de imobilização ortopédica, para proteção entre a pele e a Atadura de Algodão.

Produto não estéril.

- ✓ 100% algodão, elasticidade transversal e enrolamento uniforme.

Largura	Comprimento	Embalagem
4cm, 6cm, 8cm, 10cm, 12cm, 15cm, 20cm, 25cm e 30cm	15m e 25m	1 unidade

Toalha Descartável



Indicada para procedimentos assépticos, higienização do ambiente hospitalar, banho de leito e proteção de caixas cirúrgicas. Devido a sua alta absorção e textura é indicada para limpeza de instrumentos, equipamentos e superfícies. Este produto é utilizado em diversos consultórios, clínicas de estética e salão de beleza.

✓ Confeccionada em 70% poliéster e 30% viscose, macia.
 Produto não estéril.

Dimensão	Embalagem	Apresentação
28cm x 30cm	100 unidades	Não estéril

Atadura de Crepom



Indicada para aplicações ortopédicas ou na prevenção de lesões em atividades esportivas, entre outras. Pode ser usado em terapia compressiva.

Produto não estéril.

✓ Resistente ✓ Elástica

Largura	Comprimento
6cm, 8cm, 10cm, 12cm, 15cm, 20cm, 25cm e 30cm	1,80m

Compressa Campo Operatório



Confeccionada em tecido 100% algodão, altamente absorvente. Com ou sem marcador radiopaco para detecção em Raio X. Macia e tratada especialmente para fins cirúrgicos.

Dimensão	Embalagem	Apresentação
25cm x 28cm	5 unidades	Estéril
45cm x 50cm	50 unidades	Não estéril

Compressa de Gaze



Indicada para procedimentos cirúrgicos, absorção de secreções e curativos em geral.

Possui 9, 11 ou 13 fios por cm².

✓ Tecido 100% algodão com alto poder de absorção;
 ✓ Com ou sem fio radiopaco;
 ✓ Livre de manchas e impurezas;
 ✓ Isenta de amido e alvejante óptico.

Dimensão	Embalagem	Apresentação
7,5cm x 7,5cm	5 e 10 unidades	Estéril
	500 unidades	Não estéril

