
PolarFix®
ESSENCIAL À SAÚDE

Esterilização

Embalagem para Esterilização Protect



Indicação de uso:
Indicado para envolver e proteger todo material a ser esterilizado. Papel grau cirúrgico que garante a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle de porosidade para manter a esterilidade por autoclave a vapor ou Óxido de Etileno.

Composição:
Confeccionada em papel grau cirúrgico e filme bilaminado.

Especificação Técnica:

- Bobina
- Filme laminado que suporta as tensões de manipulação, triplamente selado, garantindo proteção e possibilitando abertura asséptica.
- Com indicador impresso para os processos de Óxido de Etileno e a Vapor na área de selagem.
- Produto não estéril.
- Produto de uso único – Proibido reprocessar.
- Indicador de viragem: Mudança da coloração rosa para marrom em esterilização por autoclave a vapor e de azul para marrom em esterilização em Óxido de Etileno.

Advertências / Precauções: Armazenar em local limpo e seco, ao abrigo da luz solar direta.
Validade: 5 anos

Dimensão	Formato
5cm x 100m, 8cm x 100m, 10cm x 100m, 12cm x 100m, 15cm x 100m, 20cm x 100m, 25cm x 100m, 30cm x 100m, 35cm x 100, 40cm x 100m, 45cm x 100m, 50cm x 100m, 60cm x 100m	Bobina

Imagens meramente ilustrativas

vendas@polarfix.com.br